



CATALOG PRODUSE



CONTINUT

Riester	3
Telemedicina Riester	4
Monitor Functii Vitale	6
Termometre	8
Statie de diagnosticare modulara	11
Sistem de camere de diagnosticare	13
Aparate de tensiune arteriala	15
Otoscoape si Oftalmoscoape	25
Optiuni de alimentare si incarcatoare	33
Instrumente suplimentare O.U.N.G.	34
Optica avansata si iluminat medical	38
Stetoscoape	41
Laringoscoape	45
Pulsoximetru & produse de staza a sangelui	48
Infuzie sub presiune si instrumente ginecologice	49
Diapazon	50
Ciocane de percutie	51
Instrumente veterinare	52

La Riester, avem o istorie mandra de excelenta, dezvoltand dispozitive medicale de diagnostic de cea mai inalta calitate, cu o abordare fara compromisuri din 1948. Ne mandrim cu fiabilitatea noastra, de la cercetare si dezvoltare, pana la controlul calitatii si productia la cele mai inalte standarde.

In 2007, Riester a fost achizitionata de Halma plc, transformand Riester dintr-o afacere de familie intr-o parte a unui grup international de companii. Prin incredere si parteneriat, Riester si-a dezvoltat o acoperire globala, oferind produse in peste 150 de tari din intreaga lume!

Realizarea, inovatia, imputernicirea si satisfactia clientilor sunt valorile de baza ale Riester, care sunt integrate in toate aspectele activitatii noastre zilnice.

Intelegerea nevoilor clientilor nostri si satisfacerea acestora cu produsele noastre de diagnosticare de inalta performanta a fost cruciala pentru succesul si longevitatea noastra. Ne permite sa le indeplinim asteptarile si sa ii ajutam sa faca fata provocarilor pe care le intampina in domeniul sanatatii. La Riester, impartasim pasiunea tuturor celor implicati in asistenta medicala, de aceea investim in transformarea digitala si solutii inovatoare.

Brandul Riester este extins acum in lumea telesanatatii, a dispozitivelor conectate si a diagnosticului AI, oferind o solutie de telemedicina de inalta calitate clientilor Riester la nivel global. Acest lucru, va ajuta la rezolvarea provocarilor cu care se confrunta spitalele si sistemele de sanatate astazi si pentru viitor.

Numele Riester a asigurat incredere de peste 70 de ani pe piata dispozitivelor medicale si poate fi acum numele de incredere pe piata de telemedicina pentru urmatorii 70 de ani si nu numai.



O forta pentru inovare

- Telemedicina
- Diagnosticare si Analiza AI
- Antrenament si Dezvoltare



ri-sonic®

Auscultatie Digitala Avansata

Stetoscoapele electronice Riester **ri-sonic®** PCP-USB si PCP-1 sunt concepute pentru a furniza sunet auscultator prin telemedicina, computer sau prin platforme de dispozitive mobile. Acest lucru se poate face in timp real de la distanta sau prin partajarea fisierelor inregistrate.



PCP-USB

Stetoscopul foloseste un piept care include un amplificator incorporat, un convertor A/D, un codicator si o interfata USB.



PCP-1

Stetoscopul foloseste o piesa de piept care se conecteaza la portul de microfon al unui computer, tableta sau telefon.




Nr. 4300	ri-sonic® PCP-USB, USB-A Conector, 1.8 m Cablu, Cutie Simpla
Nr. 4301	ri-sonic® PCP-USB, USB-A Conector, 1.8 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte
Nr. 4303	ri-sonic® PCP-USB, USB-A Conector, 4 m Cablu, Cutie Simpla
Nr. 4305	ri-sonic® PCP-USB, USB-A Conector, 4 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte
Nr. 4307	ri-sonic® PCP-USB, USB-A Conector, 1.8 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte, USB-A la USB-C Adaptor
Nr. 4309	ri-sonic® PCP-USB, USB-A Conector, 1.8 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte, A1440 Adaptor
Nr. 4310	ri-sonic® PCP-1, TRS Conector Audio, 1.4 m Cablu, Ambalat Vrac, Cutie Simpla
Nr. 4311	ri-sonic® PCP-1, TRS Conector Audio, 1.4 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte
Nr. 4313	ri-sonic® PCP-1, TRS Conector Audio, 1.4 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte, TRS la TRRS Adaptor
Nr. 4315	ri-sonic® PCP-1, TRS Conector Audio, 1.4 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte, TRS la USB-C Adaptor
Nr. 4317	ri-sonic® PCP-1, TRRS Conector Audio, 1.4 m Cablu, Cutie de Vanzare cu Amanunte, TRRS la USB-C Adaptor

Prin combinarea stetoscopului electronic Riester **ri-sonic®** cu platforma digitala avansata de auscultare **eMurmur®**, facem posibil ca profesionistii din domeniul sanatatii sa efectueze screening-ul, monitorizarea, diagnosticarea si consultarea cu privire la sanatatea inimii, plamanilor si intestinului, indiferent daca pacientul se afla in clinica, in spital sau acasa.

Auscultare la domiciliu si in clinica

Cum functioneaza: trei moduri principale de auscultare digitala avansata



Transmitere in direct

Furnizor cu Pacient la Furnizor

Furnizorul de asistenta medicala primara este cu pacientul si transmite in direct sunete de auscultare catre furnizorul de consultanta eMurmur, care aude si vede sunetele prin portalul web bazat pe browser eMurmur.



Asincron

Furnizor cu Pacient la Furnizor

Furnizorul de asistenta medicala primara este cu pacientul, stocheaza datele de auscultare in cloud-ul securizat eMurmur si solicita consultatie de la distanta. Expertul in consultanta analizeaza cazul si ofera feedback prin intermediul portalului web.



Transmitere in direct

Direct la pacient

eMurmur include o interfata orientata catre pacient care conecteaza furnizorii cu pacientii acasa. Pacientul la domiciliu navigheaza singur pe stetoscop conform instructiunilor furnizorului. Sunetele cardiace si pulmonare sunt transmise in direct furnizorului, care aude sunetele de inalta fidelitate prin intermediul portalului web.



RVS-100


MONITOR AVANSAT DE SEMNE VITALE

- › 3 moduri de masurare (Continuu, Spot-Check, Triaaj)
- › EWS, NEWS si MEWS pentru detectarea precoce pentru a imbunatati rezultatele pacientilor
- › Ecran tactil color TFT de 8 inchii
- › NIBP* de grad clinic cu mediere
- › Riester, Masimo* sau Nellcor* SpO2
- › Termometrie predictiva Covidien Filac 3000 (integrat)
- › Termometrie timpanica si fara contact de grad clinic disponibila prin integrarea Bluetooth.
- › Conectivitate completa si compatibilitate cu sistemele EMR majore
- › Alarmer programabile (perceptibil, vizibil)
- › Apel de asistenta
- › Disponibil ca model de perete, birou si podea
- › Memorie interna

* include modul nou-nascut



PERSONALIZAT PE NEVOILE DUMNEAVOASTRA



Nr. 1960-RRXXE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Riester), Stecher EU
Nr. 1960-RRBXE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Riester), Pred. Temp, EU plug
Nr. 1960-RRXPE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Riester), Printer, EU plug
Nr. 1960-RRBPE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Riester), Pred. Temp, Printer, EU plug
Nr. 1960-RNXXE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Nellcor), EU plug
Nr. 1960-RNBXE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Nellcor), Pred. Temp, EU plug
Nr. 1960-RNBPE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Nellcor), Pred. Temp, Printer, EU plug
Nr. 1960-RMXXE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), EU plug
Nr. 1960-RMBXE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), Pred. Temp, EU plug
Nr. 1960-RMBPE	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), Pred. Temp, Printer, EU plug
Nr. 1960-RRXPG	RVS-100, NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), Printer, UK Plug

Sunt disponibile configuratii suplimentare. Pentru mai multe informatii contactati Riester la info@riester.de



RVS-200

STATIE DE DIAGNOSTIC DE PERETE CU MONITOR DE SEMNE VITALE

Caracteristici Cheie

- › Include toate caracteristicile **RVS-100**
- › Modul de extensie cu doua manere de diagnosticare si dozator de specule
- › Iluminare LED de inalta performanta fara intretinere

Optiuni

- › Imprimanta termica (interna)
- › Cititor Coduri de Bare
- › WiFi

Capetele instrumentelor sunt VANDUTE SEPARAT

Nr. 1961-RRXXE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Riester), EU plug
Nr. 1961-RRBXE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Riester), Pred. Temp, EU plug
Nr. 1961-RRBPE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Riester), Pred. Temp, Printer, EU plug
Nr. 1961-RNXXE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Nellcor), EU plug
Nr. 1961-RNBXE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Nellcor), Pred. Temp, EU plug
Nr. 1961-RNBPE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Nellcor), Pred. Temp, Printer, EU plug
Nr. 1961-RMXXE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), EU plug
Nr. 1961-RMBXE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), Pred. Temp, EU plug
Nr. 1961-RMBPE	RVS-200 , NIBP (Riester), SpO2 (Masimo), Pred. Temp, Printer, EU plug

Sunt disponibile configuratii suplimentare. Pentru mai multe informatii contactati Riester la info@Riester.de

Piese de schimb si Accesorii

Accesorii RVS-100 / 200

Nr. 1840-BT	Termometru fara contact ri-thermo® sensioPRO+ Bluetooth
Nr. 1835-BT	Termometru timpanic ri-thermo® tymPRO+ Bluetooth
Nr. 12634	Capac sonda pentru ri-thermo® tymPRO 1 suport/10 buc.
Nr. 12640	Capac sonda pentru ri-thermo® tymPRO 30 suport/300 buc.
Nr. 13315	Cititor Coduri de Bare
Nr. 13316	Wi-Fi pentru RVS-100
Nr. 13317	Stand mobil cu cos
Nr. 13324	Cos pentru montare pe perete
Nr. 13333	NIBP tub prelungitor cu conector.
Nr. 13321	Hartie pentru imprimanta RVS-100 , pachet de 20 buc.
Nr. 12668	Sonda rectala Filac 3000, lungime 2.7 m
Nr. 12669	Sonda orala / axilara Filac 3000, lungime 2.7 m
Nr. 12688	Sonda unica, care acopera termometrul predictiv, pachet de 500 buc.
Nr. 13347	Bluetooth USB-Dongle pentru RVS-100

Mansete

Nr. 107	Manseta cu velcro (adult) 54.5 x 14.5 cm, 1 tub, negru
Nr. 122	Manseta cu velcro (adult large) 70 x 15 cm, 1 tub, negru
Nr. 129	Manseta cu velcro (copii) 35.5 x 10 cm, 1 tub, albastru
Nr. 134	Manseta cu velcro (nou-nascuti) 15.5 x 5 cm, 1 tub, albastru

Mansete suplimentare disponibile. Vezi [pagina 24](#).

Senzor SpO2

Nr. 13300	SpO2 senzor Riester neonatal pentru RVS-100
Nr. 13301	SpO2 senzor Riester copii pentru RVS-100
Nr. 13302	SpO2 senzor Riester adult pentru RVS-100
Nr. 13303	SpO2 senzor Nellcor neonatal v RVS-100
Nr. 13304	SpO2 senzor Nellcor copii pentru RVS-100
Nr. 13305	SpO2 senzor Nellcor adults pentru RVS-100
Nr. 13345	SpO2 senzor Masimo neonatal pentru RVS-100
Nr. 13344	SpO2 senzor Masimo copii pentru RVS-100
Nr. 13343	SpO2 senzor Masimo adult pentru RVS-100

Capete de Instrumente

Nr. 10512-301	EliteVue doar capat, LED 3.5V cu securitate antifurt.
Nr. 10565-301	ri-scope® L2 cap otoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt.
Nr. 10567-301	ri-scope® L3 cap otoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt.
Nr. 10594-301	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt.
Nr. 10595-301	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt.
Nr. 10596-301	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, LED 3.5 V cu sistem antifurt.

Capete de instrumente suplimentare disponibile.
Toate capetele instrumentelor ri-scope® L 3.5 V sunt compatibile cu statiile **RVS-200**. Vezi [pagina 26](#).

O noua era a conectivitatii

Conectati cu usurinta tymPRO+ sau sensioPRO+ la monitorul pacientului multiparametric **RVS-100** pentru a completa datele semnelor vitale.



ri-thermo®
sensioPRO+

**TERMOMETRU FARA
CONTACT, INFRAROSU**

Termometru cu infrarosu fara contact, Riester **ri-thermo® sensioPRO+** deoarece viteza si reducerea la minimum a contaminarii incrucisate nu a fost niciodata atat de critica. Dispune de masuratori de temperatura de grad clinic si de functionare cu un singur buton. Masuratorile temperaturii fruntii sunt calibrate la o referinta orala. Optimizat pentru profesionisti. Masurati diferenta!

Rapid si Precis

- › Citirea gradului clinic in 1-2 secunde
- › Indeplineste standardul ISO 80601-2-56:2017

Sigur si Eficient

- › Infrarosu, fara contact ajuta la prevenirea contaminarii incrucisate
- › 3000 de masuratori pe un set de baterii
- › Legatura de securitate previne furtul

Usurinta in Utilizare

- › Rechemare memorie: stocare 30 de masuratori
- › Ecran LED cu iluminare din spate
- › Operare cu o singura mana

Nr. 1840-BT	Termometru fara contact ri-thermo® sensioPRO+ Bluetooth
Nr. 1840	Termometru fara contact ri-thermo® sensioPRO
Nr. 13347	Conectivitatea Bluetooth: Bluetooth USB-Dongle pentru RVS-100
Nr. 12953	Kit calibrare pentru ri-thermo® tymPRO si sensioPRO
Nr. 12911	Cablu antifurt, lungime 50 cm, negru, breloc la ambele capete pentru ri-thermo® sensioPRO



ri-thermo® tymPRO+

Termometrul timpanic de grad clinic **ri-thermo® tymPRO+** cu indicator de ghidare si tehnologie avansata de masurare. Capacul unic al sondei Riester cu cutie de distribuire asigura un flux de lucru eficient si minimizeaza contaminarea incrucisata.



Proiectat pentru o plasare corecta, pentru a asigura citiri exacte



Riester **ri-thermo® tymPRO+** este proiectat cu un indicator de ghidare de masurare a varfului sondei, asigurand positionarea corecta a senzorului infrarosu pe membrana timpanica; oferind astfel masuratori precise si rapide la fiecare citire.

Rapid si Precis

- › Citirea gradului clinic in 1-2 secunde
- › Indicatorul de ghidare asigura amplasarea precisa a senzorului
- › Masuratorile timpanului calibrate la o referinta orala, reflecta temperatura centrala a corpului

Sigur si Eficient

- › Capacele unice pentru sonde Riester de unica folosinta ajuta la prevenirea infectiilor incrucisate
- › Leagan integrat cu depozitare convenabile a capacului sondei
- › Design durabil si robust pentru utilizarea de zi cu zi; indeplineste standardul EN 60601-1

Usurinta in Utilizare

- › 3000 masuratori pe un set de baterii
- › Utilizare cu o singura mana
- › Capac pentru sonda conceput pentru confortul pacientului

Nr. 1835-BT	termometru timpanic ri-thermo® tymPRO+ Bluetooth
Nr. 1835	termometru timpanic ri-thermo® tymPRO
Nr. 12634	Capac sonda pentru ri-thermo® tymPRO 1 suport/ 10 buc.
Nr. 12640	Capac sonda pentru ri-thermo® tymPRO 30 suporturi/ 300 buc.
Nr. 13347	Conectivitate Bluetooth: Bluetooth USB-Dongle pentru RVS-100
Nr. 12953	Kit calibrare pentru ri-thermo® tymPRO si sensioPRO
Nr. 12911	Cablu antifurt, lungime 50 cm, negru, breloc la ambele capete pentru ri-thermo® tymPRO

ri-thermo®N/ ri-thermo®N professional

Nr. 1805	ri-thermo® N cu 25 de capace pentru sonde	Nr. 12700	Capace sonde de unica folosinta, pachet de 25 buc.
Nr. 12701	Capace sonde de unica folosinta, pachet de 100 buc.	Nr. 12702	Capace sonde de unica folosinta, pachet de 1000 buc.
Nr. 1806	ri-thermo® N Professional , cutie dozatoare cu 100 capace pentru sonde	Nr. 12707	Cutie dozatoare cu 100 de capace pentru sonde
Nr. 12704	Capace sonde de unica folosinta, pachet de 100 buc.	Nr. 12705	Capace sonde de unica folosinta, pachet de 1000 buc.

ri-thermo® fastPRObe

TERMOMETRU ELECTRONIC CITIRE RAPIDA

Riester **ri-thermo® fastPRObe** este un termometru versatil, proiectat, proiectat si fabricat german, cu o bara de progres al masurarii si masurarea pulsului.

Designul sau robust il face perfect pentru utilizarea clinica de zi cu zi cu optiuni de sonda orala/axilara sau rectala si depozitare convenabila a sondei pentru o eficienta maxima..



Rapid si Precis

- › Masurare rapida si fiabila pe cale orala, axilara si rectala in 60 de secunde. [mod direct]
- › Exact la ± 0.1 °C (± 0.2 °F) / F: ± 0.3 °C (± 0.5 °F)
- › Indeplineste standardul de termometrie ISO 80601-2-56:2017

Sigur si Versatil

- › Huse penru sonde de unica folosinta, codate prin culoare, pentru a distinge intre oral, axilar si rectal
- › 1000+ masuratori pe un set de baterii
- › Proiectat pentru confortul pacientului

Usurinta in Utilizare

- › Temporizator puls si functie suplimentara de masurare a pulsului
- › Depozitare convenabila incorporata pentru 20 de capace pentru sonde
- › Ecran mare, iluminat din spate, cu bara de progres al masuratorilor

Nr. 1830	ri-thermo® fastPRObe Termometru albastru (oral, axilar) cu 20 buc. capace de sonda de unica folosinta.
Nr. 1831	ri-thermo® fastPRObe Termometru albastru (rectal) cu 20 buc. capace de sonda de unica folosinta.
Nr. 13335	Sonda termometru/ - insertul sondei albastru (oral, axilar)
Nr. 13336	Sonda termometru/ - insertie sonda rosie (rectal)
Nr. 13334	Pachet capac sonda care contine 20 buc.
Nr. 13338	Pachet capac sonda care contine 25 x 1 pachet de 20 buc.
Nr. 13348	ri-thermo® fastPRObe suport de perete
Nr. 12955	Kit calibrare pentru ri-thermo® fastPRObe

ri-gital®

Nr. 1851	ri-gital® termometru digital cu baterie buton
Nr. 12703	Capace de unica folosinta pentru sonda ri-gital® (pachet cu 40 buc.)
Nr. 12706	Capace de unica folosinta pentru sonda ri-gital® (pachet cu 1000 buc.)



RBP-100 cu ri-former® DESIGN PERETE

ri-former®

STATII MODULARE, DE DIAGNOSTIC

ri-former® – sistemul de diagnostic modular de la Riester – flexibilitate optima pentru spitale si cabinete medicale. Statiile de diagnosticare pot fi personalizate pentru a se potrivi fiecarei situatii clinice si nevoilor de practica. Avantajele statiei de diagnostic ri-former® pot fi vazute in combinatia sa versatila de optiuni.

Cu o sursa electrica centralizata, Riester ri-former® ofera fiabilitatea necesara pentru atmosfera agitata de zi cu zi a spitalelor si cabinetelor medicale, garantand economii de costuri si eliminand nevoia de baterii.

► Optiuni de tensiune arteriala

Monitor de tensiune arteriala de grad clinic complet automatizat ([RBP-100](#))

Aneroid manual la scara larga de grad clinic ([big ben®](#))

► Optiuni de termometrie

Termometru predictiv oral/axilar/rectal ([RPT-100](#))

Termometru timpanic cu infrarosu ([ri-thermo® tymPRO+](#))

Infrarosu fara contact, de grad clinic ([ri-thermo® sensioPRO+](#))

► Iluminare HPLED pentru gama de instrument EENT [ri-scope® L](#)

► Eficient energetic Pornire/Oprire automata

► Manere antiderapante, proiectate ergonomic, cu rheotronic®: permite reglarea continua a luminozitatii, precum si pornirea si oprirea manuala.

► Dezvoltat si fabricat in Germania.

ri-former® BAZA MOBILA





Statie de diagnostic ri-former®

Nr. 3650	Model de perete cu 1 maner 3,5V / 230 V, ceas	Nr. 3651	Model de perete cu 1 maner 3,5V / 120V, ceas
Nr. 3652	Model de perete cu 1 maner 3,5V / 230V	Nr. 3653	Model de perete cu 1 maner 3,5V / 120V
Nr. 3650-300	Model de perete cu 2 manere 3,5V / 230V, ceas	Nr. 3651-300	Model de perete cu 2 manere 3,5V / 120V, ceas
Nr. 3652-300	Model de perete cu 2 manere 3,5V / 230V	Nr. 3653-300	Model de perete cu 2 manere 3,5V / 120V
Nr. 3652-400	Sina cu 2 manere 3,5V/230V, ceas (fara clema universala)	Nr. 3653-400	Sina cu 2 manere 3,5V/120V, ceas (fara clema universala)
Nr. 3652-500	Baza mobila cu 2 manere 3,5V / 230V	Nr. 3653-500	Baza mobila cu 2 manere 3,5V / 120V
Nr. 3652-600	Baza mobila cu 2 manere 3,5V / 230V, big ben®	Nr. 3653-600	Baza mobila cu 2 manere 3,5V / 120V, big ben®

Capete de instrumente

Nr. 10512	EliteVue cap, LED 3.5V	Nr. 10513	EliteVue cap, XL 3.5V
Nr. 10563	ri-scope® L1 cap otoscop, XL 3.5 V	Nr. 10565	ri-scope® L2 cap otoscop, LED 3.5 V
Nr. 10580	ri-scope® L2 cap otoscop XL 3.5 V	Nr. 10567	ri-scope® L3 cap otoscop, LED 3.5 V
Nr. 10581	ri-scope® L3 cap otoscop, XL 3.5 V	Nr. 10561	ri-scope® cap de operatie otoscop (uman), XL 3.5 V
Nr. 10542	ri-scope® cap de operatie otoscop (veterinar), XL 3.5 V	Nr. 10569-203*	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, LED 3.5 V
Nr. 10569	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 10571-203*	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, LED 3.5 V
Nr. 10571	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 10573-203*	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, LED 3.5 V
Nr. 10573	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 10546	ri-scope® L cap retinoscop cu fanta-lumina, XL 3.5 V
Nr. 10544	ri-scope® L cap retinoscop cu fanta-lumina, XL 3.5 V	Nr. 10577	ri-derma cap dermatoscop, LED 3.5 V
Nr. 10551	ri-derma cap dermatoscop, XL 3.5 V	Nr. 10574	ri-scope® F.O. suport pentru lama limbii, LED 3.5 V
Nr. 10535	ri-scope® F.O. suport pentru lama limbii XL 3.5 V	Nr. 10575	ri-scope® F.O. specul nazal, LED 3.5 V
Nr. 10537	ri-scope® F.O. specul nazal, XL 3.5 V	Nr. 10576	ri-scope® F.O. conductor de lumina, LED 3.5 V
Nr. 10539	ri-scope® F.O. conductor de lumina, XL 3.5 V		

Sunt disponibile toate capetele instrumentelor (nr. coanda) + securitate antifurt (301). (de ex. Nr.10512-301: numai cap **EliteVue** LED 3.5V, cu securitate antifurt). * Exceptie: **Nr. 10569-203* (Nr. 10594-301: ri-scope® L1 ocap oftalmoscop L1 LED 3,5V, cu securitate antifurt)**

Nr. 10571-203* (Nr. 10595-301: ri-scope® L2 cap oftalmoscop LED 3,5V cu securitate antifurt)

Nr. 10573-203* (Nr. 10596-301: ri-scope® L3 cap oftalmoscop LED 3,5V cu securitate antifurt). Vezi [pagina 26](#).

ri-former® distribuitor de specule

Nr. 14065-531	Specule de unica folosinta Ø2,5 mm, negru pentru ri-scope® L1/L2 , pachet de 1000 buc. (40x25 buc.) in maneci de plastic,
Nr. 14065-534	Specule de unica folosinta Ø 4,0mm, negru pentru ri-scope® L1/L2 , pachet de 1000 buc. (40x25 buc.) in maneci de plastic
Nr. 14066-532	Specule de unica folosinta Ø 2,0mm, negru pentru ri-scope® L3 , pachet de 1000 buc. (40x25 buc.) in sac de polietilena
Nr. 14066-534	Specule de unica folosinta Ø 4,0mm, negru pentru ri-scope® L3 , pachet de 1000 buc. (40x25 pcs.) in sac de polietilena

ri-former® module de extensie si accesorii

Nr. 300	ri-former® modul extensie, 1 maner	Nr. 3656	ri-thermo® N cu suport de perete
Nr. 3656-301	ri-thermo® N cu suport de perete, securitate antifurt	Nr. 3657	Suport de perete pentru ri-thermo® N
Nr. 3658-01	RPT-100 sonda rectala rosie	Nr. 3658	RPT-100 cu sonda orala / axilara
Nr. 3654	ri-spec distribuitor de specule pentru urechi	Nr. 3655-100	big ben® patrat, fara accesorii
Nr. 3655-103	big ben® manseta patrata, bandaj (adult)	Nr. 3655-106	big ben® manseta patrata, cu carlig (adult)
Nr. 3655-109	big ben® manseta patrata, cu velcro (adult)	Nr. 3655-123	big ben® manseta patrata, cu velcro (adult mare)
Nr. 3655-130	big ben® manseta patrata, cu velcro (copii)	Nr. 10384	Clema universala
Nr. 10642	Maner baterie tp AA cu rheotronic® pentru 2 baterii AA sau ri-accu® L		
Nr. 10659	Maner baterie tip AA negru, cu tub de cablu spiralat		



RCS-100

Sistem de camere medicale fara fir

RCS-100

SISTEM CAMERA MADICAL

Partajati instantaneu imagini in practica dumneavoastra sau in intreaga lume.

Riester se angajeaza sa inoveze viitorul asistentei medicale, iar **RCS-100** nu face exceptie. **RCS-100** este o componenta critica a unui sistem de telemedicina integrat, de sine statator, care a obtinut deja un succes uimitor.

Desfasurat in locatii indepartate din intreaga lume, acest sistem a crescut dramatic atat disponibilitatea, cat si calitatea asistentei medicale la 1000 de pacienti in care accesul pur si simplu nu era viabil. Capacitatile de imagistica ale **RCS-100** si lentilele specializate le-au oferit medicilor posibilitatea de a documenta progresul recuperarii pentru alimente obisnuite, cum ar fi ingrijirea ranilor, conectandu-se in acelasi timp la echipe de medici pentru diagnostice mai dificile.



**Un sistem de camera medicala versatil,
multifunctional, conceput pentru nevoile dvs. de
imagistica digitala**

Rezolvarea provocarilor de telemedicina de astazi

Comunicare imbunatatita

- ▶ Camera HD de 8 MP ofera imagini de inalta rezolutie pentru ale partaja cu usurinta
- ▶ Modurile video live permit diagnosticarea si tratamentul interactiv
- ▶ Imbunatatirea calitatii asistentei medicale in zonele indepartate care conecteaza profesionistii din domeniul sanatatii din intreaga lume

Versatilitate pentru specialitatea ta

- ▶ Lentile specializate concepute pentru practica generala, ORL, dermatologie si doua adaptoare de endoscopie pentru atasarea endoscopului la alegere
- ▶ Marire 2x-8x cu capabilitati de zoom digital interactiv
- ▶ LED-ul alb vizibil ofera culori precise

Caracteristici de care aveti nevoie

- ▶ Ecran tactil mare de 5 inchii cu interfata intuitiva pentru capturarea si gestionarea usoara a imaginilor
- ▶ Design ergonomic, cu o singura mana, cu roata rotativa usor de utilizat
- ▶ Bateria LI-ION ofera 3,5 ore de functionare in modul video



LENTILA OTOSCOPI

Vedere imbunatatita a canalului auditiv
No. 13272



LENTILE GENERALE

Lumina LED alba vizibila
No. 13271



LENTILE DERMATOSCOPI

Identificarea si masurarea exacta a leziunilor cutanate
No. 13270



ADAPTOR ENDOSCOPI

Nr. 13277 - Adaptor 4°
Nr. 13278 - Adaptor 9°

Nr. 1970-H	RCS-100 model de baza, fara lentile
Nr. 1970-HXX0	RCS-100 model de baza, lentila otoscop
Nr. 1970-HDXX	RCS-100 model de baza, lentila dermatoscop
Nr. 1970-HXGX	RCS-100 model de baza, lentila generala
Nr. 1970-HDGO	RCS-100 model de baza, otoscop, dermatoscop si lentila generala
Nr. 1970-HDGX	RCS-100 model de baza, dermatoscop si lentila generala
Nr. 1970-HXGO	RCS-100 model de baza, otoscop si lentila generala
Nr. 1970-HDX0	RCS-100 model de baza, dermatoscop si lentila otoscop
Nr. 13274	Carcasa pentru RCS-100 , negru



RBP-100

DISPOZITIVE AUTOMATICE DE TENSIUNE

Monitor digital de tensiune arteriala de grad clinic.
O noua generatie de dispozitive digitale mici,
usoare si practice pentru flexibilitate maxima in
diagnosticarea pacientului.

- › Tehnologie validata BIHS
- › Usor de citit - Ecran LCD de 4 inchii
- › Modul oscilometric ofera citiri rapide, de obicei 30-40 de secunde
- › Modul auscultator cu dezumflare automata (3mmHg/sec) asigura masurarea constanta a TA pacientului si permite medicilor sa verifice citirile automate fara a indeparta manseta
- › Modul mediu (3x) permite medicilor rezultate de masurare mai obiective si ajuta la reducerea valorilor ridicate din cauza efectului de blana alba
- › Depistarea aritmiei
- › Validat clinic pentru pacientii cu afectiuni speciale: hipertensiune arteriala, diabet zaharat, sarcina, preeclampsie, arterioscleroza, boala renala in stadiu terminal, obezitate, varstnici si pentru copii mai mari de 3 ani
- › Memorie: capacitate pentru 210 citiri
- › Operatie cu o singura atingere usor de utilizat
- › Mansete pentru adulti XL/L si medii fara latex incluse cu fiecare dispozitiv



Nr. 1740 **RBP-100** model de masa

Nr. 1741 **RBP-100** model mobil

Nr. 1742 **RBP-100** model de perete

Nr. 1743 **RBP-100** model cu sina

Accessories

Nr. 162 Manseta cu velcro (copii) cu conector, 1 tub, fara latex pentru **RBP-100** (Small: 14-22 cm)

Nr. 163 Manseta cu velcro (adulti) cu conector, 1 tub, fara latex pentru **RBP-100** (Medium: 22-32 cm)

Nr. 164 Manseta cu velcro (adulti mari) cu conector, 1 tub, fara latex pentru **RBP-100** (Large / extra-large: 32-52 cm)

Nr. 10392 Cos mic pentru suport mobil

Nr. 10393 Cos mare pentru suport mobil

Nr. 10697 Tub 2,5m cu conector metalic

Nr. 10698 Adaptor AC / DC 7,5 V / 1,5 mA

Nr. 10696 Baterii reincarcabile NIMH AA (4 buc.)

ri-champion® smartPRO+

MONITOR NEINVAZIV,
TENSIUNEA ARTERIALA



Un dispozitiv de tensiune arteriala validat clinic, conceput pentru citiri rapide si fiabile. Performanta avansata cu detectarea batailor neregulate ale inimii si capabilitatii de mediere.

Validare Clinica

- › Indepineste EN1060-4, investigatie clinica NIBP
- › Aprobat CE/FDA
- › Precizie la ± 3 mmHG sau $\pm 2\%$ din citire

Diagnoza Automata

- › Detectarea batailor neregulate ale inimii
- › Functia de masurare a mediei
- › Conectivitate Bluetooth optionala

Prietenos cu Pacientii

- › Functionare rapida si silentioasa
- › 200 de masuratori pe un set de 4 baterii AA
- › Ecran mare, usor de citit, iluminat din spate



Mansete pentru tensiunea arteriala smartPRO+ vine cu 2 optiuni de manseta fara latex si BPA

Adaptor AC Optional
Sau functioneaza cu 4 baterii AA

Conectivitate Bluetooth® optionala

Nr. 1735-BT	ri-champion® smartPRO+ Bluetooth cu manseta pentru adulti W (Wide: 24 - 43 cm)
Nr. 1735	ri-champion® smartPRO cu manseta pentru adulti W (Wide: 24 - 43 cm)
Nr. 1736-BT	ri-champion® smartPRO+ Bluetooth cu manseta pentru adulti S (Small: 15 - 24 cm)
Nr. 1736	ri-champion® smartPRO cu manseta pentru adulti S (Small: 15 - 24 cm)
Nr. 12633	Manseta pentru adulti W (Wide: 24 - 43 cm)
Nr. 12632	Manseta pentru adulti S (Small: 15 - 24 cm)
Nr. 12631	Adaptor AC

PRECIZIE EXACTA CARE DUREAZA O VIATA

- Tehnologia de masurare a duratei de viata rezista la presiuni de pana la 600 mmHg
- Disponibil ca modele de perete, birou, podea sau anestezie (sina).
- Scara dimensionata generos (Ø 147.2 mm sau <-> 145.5 mm) si aspect al scalei cu contrast ridicat pentru o lizibilitate optima.
- Cos spatios pe partea din spate pentru tuburi si manseta.
- Bec de umflare fara latex
- Tubul spiralat poate fi extins la 274.32 cm (9 ft).
- Eliberare de aer fara uzura supapa cu reglare fina.



Model de perete :

- Ideal fiecare camera a spitalului.
- Poate fi rotit orizontal cu 65° la stanga si la dreapta.
- Suport de perete armat cu fibra de sticla pentru rezistenta maxima (comparabil cu otelul).
- Conversie simpla la modelul cu sina.



Model de birou & Model cu sina

- Aceleasi caracteristici ca modelul de perete.
- Conversie simpla la modelul de perete.

Model de podea:

- Ø 53 cm (20.87 in), inaltimea suportului de 0.70 m (27.56 in) reglabila la 1.20 m (47.24 in).



big ben® Model de perete

Nr. 1457	big ben® perete rotund, manseta bandaj (adult)	Nr. 1463	big ben® perete patrat, manseta bandaj (adult)
Nr. 1458	big ben® perete rotund, manseta cu carlig (adult)	Nr. 1464	big ben® perete patrat, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1459	big ben® perete rotund, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1465	big ben® perete patrat, manseta cu velcro (adult)
Nr. 1459-123	big ben® perete rotund, manseta cu velcro (adult mare)	Nr. 1465-123	big ben® perete patrat, manseta cu velcro (adult mare)
Nr. 1459-130	big ben® perete rotund, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1465-130	big ben® perete patrat, manseta cu velcro (copii)
Nr. 1459-100	big ben® manometru de perete rotund, suport de perete, fara accesorii	Nr. 1465-100	big ben® manometru de perete patrat, suport de perete, fara accesorii

big ben® Model de birou

Nr. 1451	big ben® birou rotund, manseta bandaj (adult)	Nr. 1454	big ben® birou patrat, manseta bandaj (adult)
Nr. 1452	big ben® birou rotund, manseta cu carlig (adult)	Nr. 1455	big ben® birou patrat, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1453	big ben® birou rotund, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1456	big ben® birou patrat, manseta cu velcro (adult)
Nr. 1453-123	big ben® birou rotund, manseta cu velcro (adult mare)	Nr. 1456-123	big ben® birou patrat, manseta cu velcro (adult mare)
Nr. 1453-130	big ben® birou rotund, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1456-130	big ben® birou patrat, manseta cu velcro (copii)
Nr. 1453-100	big ben® doar manometru rotund de birou, fara accesorii	Nr. 1456-100	big ben® doar manometru patrat de birou, fara accesorii

Sunt disponibile mansete fara latex. Pentru mai multe informatii, contactati Riester la info@Riester.de

big ben® Model cu sina

Nr. 1486	big ben® sina rotunda, manseta bandaj (adult)	Nr. 1493	big ben® sina patrata, manseta bandaj (adult)
Nr. 1487	big ben® sina rotunda, manseta cu carlig (adult)	Nr. 1494	big ben® sina patrata, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1488	big ben® sina rotunda, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1498	big ben® sina patrata, manseta cu velcro (adult)
Nr. 1488-123	big ben® sina rotunda, manseta cu velcro (adult mare)	Nr. 1498-123	big ben® sina patrata, manseta cu velcro (adult mare)
Nr. 1488-130	big ben® sina rotunda, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1498-130	big ben® sina patrata, manseta cu velcro (copii)
Nr. 1488-100	big ben® manometru pe sina rotunda, fara clema, fara accesorii	Nr. 1498-100	big ben® manometru pe sina patrata, fara clema, fara accesorii

big ben® Model de podea

Nr. 1466	big ben® podea rotunda, manseta de bandaj (adult)	Nr. 1476	big ben® podea patrata, manseta bandaj (adult)
Nr. 1467	big ben® podea rotunda, manseta cu carlig (adult)	Nr. 1477	big ben® podea patrata, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1468	big ben® podea rotunda, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1478	big ben® podea patrata, manseta cu velcro (adult)
Nr. 1468-123	big ben® podea rotunda, manseta cu velcro (adult mare)	Nr. 1478-123	big ben® podea patrata, manseta cu velcro (adult mare)
Nr. 1468-130	big ben® podea rotunda, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1478-130	big ben® podea patrata, manseta cu velcro (copii)
Nr. 1468-500	big ben® manometru de podea rotunda, manseta cu velcro (adult), fara suport	Nr. 1478-500	big ben® manometru de podea patrata, manseta cu velcro (adult), fara suport

Accesorii

Nr. 54663	suport de perete 3 orificii cu 3 surubii (pentru a schimba la unitatea de perete)	Nr. 54665	Wall support 2 holes with 2 screws (to change to rail unit)
Nr. 10384	Clema universala pentru fixarea sinei	Nr. 10385	Mobile stand (base and pipe)
Nr. 10392	Cos (mic) pentru suport mobil	Nr. 10393	Basket (large) for mobile stand
Nr. 10350	Bec de umflare cu supapa standard de eliberare a aerului, latex (Trebuie achizitionat cu fiecare manseta de rezerva)		
Nr. LF10350	Bec de umflare cu supapa standard de eliberare a aerului, latex (Trebuie achizitionat cu fiecare manseta de rezerva)		

Este disponibila o gama larga de mansete (mansete pentru vezica si mansete dezinfectabile dintr-o bucata) si aparate (cotati LF pentru fara latex). Vezi [pagina 24](#).



Conector cu surub din tub cromat pentru a permite schimbarea rapida a mansetelor.



Tubul spiralat poate fi extins pana la 3m.



Bec cu supapa de eliberare de precizie.



Sfigmomanometre

Riester face toata productia si asamblarea tensiometrelor noastre in fabrica noastra din Germania. Ani de utilizare de catre clientii nostri si testele noastre interne de fiabilitate arata ca, calitatea este incorporata si ca produsele noastre vor oferi performante consistente.



R1 shock-proof®

Precizie exacta care dureaza toata viata!

- › Tehnologie brevetata (in asteptare) rezistenta la socuri.
- › Umflare rapida si ergonomica datorita designului optimizat al mingii cu lingura integrata.
- › Deschiderea nerezistenta a supapei de eliberare a aerului asigura o functionare precisa si confortabila.
- › 5 ani garantie la calibrare.
- › Rezistent la socuri pana la o inaltime de 120cm (47,24 inch).
- › Focus Green Silver 2008 Design Award.
- › Scara: Ø 52 mm (2.04 in) alb cu indicator albastru sau negru cu indicator fluorescent rosu.
- › Carcasa ABS din doua componente.
- › Toleranta maxima la eroare de +/- 3 mmHg.
- › Selectie extinsa de diferite dimensiuni de mansete.
- › Greutate: 173 g (0,381 lb).

R1 shock-proof®

Nr. 1250-100 R1 shock-proof® manometru negru, 1 tub, fara manseta	Nr. 1251-100 R1 shock-proof® manometru alb, 1 tub, fara manseta
Nr. 1250-107 R1 shock-proof® manseta neagra, 1 tub, cu velcro (adult)	Nr. 1251-107 R1 shock-proof® manseta alba, cu 1 tub, velcro (adult)
Nr. 1250-122 R1 shock-proof® manseta neagra, 1 tub, cu velcro (adult mare)	Nr. 1251-122 R1 shock-proof® manseta alba, cu 1 tub, velcro (adult mare)
Nr. 1250-129 R1 shock-proof® manseta neagra, 1 tub, cu velcro (copii)	Nr. 1251-129 R1 shock-proof® alb, 1 tub, manseta cu velcro (copii)
Nr. 1250-150 R1 shock-proof® negru, 1 tub, dezinfectabil dintr-o bucata, manseta (adult)	Nr. 1251-150 R1 shock-proof® alb, 1 tub, dintr-o bucata dezinfectabil manseta (adult)
Nr. 1250-152 R1 shock-proof® negru, 1 tub, dezinfectabil dintr-o bucata, manseta (adult mare)	Nr. 1251-152 R1 shock-proof® alb, 1 tub, dintr-o bucata dezinfectabil manseta (adult mare)
Nr. 1250-154 R1 shock-proof® negru, 1 tub, dezinfectabil dintr-o bucata, manseta (copii)	Nr. 1251-154 R1 shock-proof® alb, 1 tub, dintr-o bucata dezinfectabil manseta (copii)

Sunt disponibile mansete fara latex. Pentru mai multe informatii, contactati Riester la info@riester.de

R1 shock-proof® Sets

Nr. 1255 R1 shock-proof® alb, 1 tub, 3 mansete dezinfectabile (adult, adult mare, copii) fara latex, cu cutie pentru depozitare	Nr. 1256 R1 shock-proof® alb, 1 tub, 3 mansete dezinfectabile (adulti, adulti mari si copii) fara latex
Nr. 1260 R1 shock-proof® alb, 1 tub, 3 mansete cu velcro (adult, adult mare si copii) fara latex, cu cutie pentru depozitare	Nr. 1261 R1 shock-proof® alb, 1 tub, 3 mansete cu velcro (adulti, adulti mari si copii) fara latex

Accessories

Nr. 11805 Cutie de depozitare pentru R1 shock-proof®, e-mega®	Nr. 12555 Conector tub pentru R1 shock-proof®
Nr. 10320 Carcasa de vinil cu fermoar, neagra pentru tensiometre aneroide	Nr. 10330 Carcasa captusita din nailon cu fermoar, neagra pentru tensiometre aneroide
Nr. 12556 Bec, negru pentru R1 shock-proof®	

precisa® N shock-proof

Sfigmomanometru aneroid rezistent la socuri

- › Rezistent la socuri conform DIN EN 81060-1:2012-08.
- › Rezistent la socuri de la o înălțime de 1 m (39.37 in).
- › Carcasa robustă din plastic ABS.
- › Racord cu surub din metal.
- › Maner tip lingura cu forma ergonomică din oțel inoxidabil.
- › Scala liniară din aluminiu Ø 63 mm (2,48 in), ușor de citit.
- › Bec fără latex cu supapă de eliberare a aerului de precizie cromată, reglare fină și neuzură.
- › Carcasa de vinil cu fermoar.



Nr. 1364-100 **precisa® N shock-proof** fără manta

Nr. 1364-107 **precisa® N shock-proof**, 1 tub, manta cu velcro (adult)

Nr. 1364-122 **precisa® N shock-proof**, manta cu velcro, 1 tub, (adult mare)

Nr. 1364-129 **precisa® N shock-proof**, 1 tub, manta cu velcro (copii)



precisa® N

Tensiometru aneroid în carcasa din aluminiu sau plastic ABS

- › Maner în forma de lingură din oțel inoxidabil.
- › Scala liniară din aluminiu Ø 63 mm (2,48 in), ușor de citit.
- › Bec fără latex cu supapă de eliberare a aerului de precizie cromată, fin.
- › Reglementare și nepurtare.
- › În carcasa de vinil cu fermoare.
- › Carcasa robustă din plastic ABS.
- › Carcasa robustă și ușoară din aluminiu.
- › Conexiune pentru tub din metal.

precisa® N

Nr. 1360-100 precisa® N manometru din plastic/metal, racord cu 1 tub fără manta	Nr. 1362-100 precisa® N manometru din aluminiu, racord cu 1 tub fără manta
Nr. 1360-101 precisa® N plastic/metal, 1 tub, manta de bandaj (adult)	Nr. 1362-101 precisa® N aluminiu, 1 tub, manta de bandaj (adult)
Nr. 1360-104 precisa® N plastic/metal, 1 tub, manta cu carlig (adult)	Nr. 1362-104 precisa® N aluminiu, 1 tub, manta cu carlig (adult)
Nr. 1360-107 precisa® N plastic/metal, 1 tub, manta cu velcro (adult)	Nr. 1362 precisa® N aluminiu, 1 tub, manta cu velcro (adult)
Nr. 1360-122 precisa® N plastic/metal, 1 tub, manta cu velcro (adult mare)	Nr. 1362-122 precisa® N aluminiu, 1 tub, manta cu velcro (adult mare)
Nr. 1360-129 precisa® N plastic/metal, 1 tub, manta cu velcro (copii)	Nr. 1362-129 precisa® N aluminiu, 1 tub, manta cu velcro (copii)
Nr. 1361-100 precisa® N manometru din plastic/metal, racord cu tub dublu fără manta	Nr. 1363-100 precisa® N manometru din aluminiu, racord cu tub dublu fără manta
Nr. 1361-103 precisa® N plastic/metal, tub dublu, manta de bandaj (adult)	Nr. 1363-103 precisa® N aluminiu, tub dublu, manta de bandaj (adult)
Nr. 1361-106 precisa® N plastic/metal, tub dublu, manta cu carlig (adult)	Nr. 1363-106 precisa® N aluminiu, tub dublu, manta cu carlig (adult)
Nr. 1361-109 precisa® N plastic/metal, tub dublu, manta cu velcro (adult)	Nr. 1363 precisa® N aluminiu, tub dublu, manta cu velcro (adult)
Nr. 1361-123 precisa® N plastic/metal, tub dublu, manta cu velcro (adult mare)	Nr. 1363-123 precisa® N aluminiu, tub dublu, manta cu velcro (adult mare)
Nr. 1361-130 precisa® N plastic/metal, tub dublu, manta cu velcro (copii)	Nr. 1363-130 precisa® N aluminiu, tub dublu, manta cu velcro (copii)

Sunt disponibile mantele fără latex. Pentru mai multe informații contactați Riester la info@Riester.de

precisa® N stethoscope

Nr. 1447-141 precisa® N plastic/metal, 1 tub cu stetoscop, manta cu velcro (adult) curea prin tragere
Nr. 1447-142 precisa® N plastic/metal, 1 tub cu stetoscop, manta cu velcro (adult mare) curea prin tragere
Nr. 1447-144 precisa® N plastic/metal, 1 tub cu stetoscop, manta cu velcro (copii) curea prin tragere

Sunt disponibile doar mantele cu velcro cu curele de tragere (nr. 141 pentru adulți, nr. 142 pentru adulți mare, nr. 144 pentru copii) și piept pentru manta (nr. 10391).

Tensiometru aneroid clasic. Model cu doua tuburi.

- › Carcasa metalica, neagra.
- › Clema din metal inoxidabil pentru agatarea manometrului de manseta.
- › Bec din latex cu supapa de eliberare a aerului de precizie, reglare fina si neuzura.
- › Scala liniara din aluiniu Ø 49 mm (1,92in), usor de citit..
- › In carcasa de vinil cu fermoar.



Nr. 1350	exakta®, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1350-100	exakta® manometru fara manseta
Nr. 1350-102	exakta®, manseta banda (adult)	Nr. 1350-105	exakta®, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1350-130	exakta®, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1350-123	exakta®, manseta cu velcro (adult mare)



e-mega®

Tensiometrul de ultima generatie in stil aneroid, disponibil in versiunea cu 1 si 2 tuburi, cu mansete dintr-o singura bucata dezinfectabile fara latex.

- › Umflare rapida a mansetei datorita noului design ergonomic al lingurii.
- › Precizie pe tot parcursul vietii datorita miscarii de precizie aproape fara imbtranzire, cu diafragma special calita din cupru-beriliu pentru o capacitate de incarcare a presiunii de pana la 600 mm Hg.
- › Mansete dintr-o singura bucata, dezinfectabile si lavabile, in diferite dimensiuni.
- › Confort - supapa de eliberare a aerului, fara uzura, cu reglare fina.

e-mega®

Nr. 1370-100	e-mega® alb, 1 tub, fara manseta	Nr. 1375-100	e-mega® negru, 1 tub, fara manseta
Nr. 1370-107	e-mega® manseta alba, 1 tub, cu velcro (adult)	Nr. 1375-107	e-mega® manseta neagra, 1 tub, cu velcro (adult)
Nr. 1370-150	e-mega® manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata, alba, 1 tub (adult)	Nr. 1375-150	e-mega® manseta neagra, 1 tub, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult)
Nr. 1370-152	e-mega® manseta dintr-o singura piesa, dezinfectabila (adult mare)	Nr. 1375-152	e-mega® manseta neagra, 1 tub, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mare)
Nr. 1370-160	e-mega® manseta alba dintr-o singura piesa, dezinfectabila (adult mic)	Nr. 1375-160	e-mega® manseta neagra, 1 tub, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mic)
Nr. 1370-154	e-mega® manseta alba dintr-o singura piesa, dezinfectabila (copii)	Nr. 1375-154	e-mega® manseta neagra, 1 tub, dezinfectabila dintr-o singura bucata (copii)
Nr. 1370-158	e-mega® manseta alba dintr-o singura piesa, dezinfectabila (sugar)	Nr. 1375-158	e-mega® manseta neagra, 1 tub, dezinfectabila dintr-o singura bucata (sugar)
Nr. 1370-156	e-mega® manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata, alba, 1 tub, (nou-nascut)	Nr. 1375-156	e-mega® manseta neagra, 1 tub, dezinfectabila dintr-o singura bucata (nou-nascut)
		Nr. 1375-129	e-mega® manseta neagra, 1 tub, cu velcro (copii)
Nr. 1371-100	e-mega® alb, 2 tuburi, fara manseta	Nr. 1376-100	e-mega® negru, 2 tuburi, fara manseta
Nr. 1371-109	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, cu velcro (adult)	Nr. 1376-109	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, cu velcro (adult)
Nr. 1371-151	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult)	Nr. 1376-151	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult)
Nr. 1371-153	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mare)	Nr. 1376-153	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mare)
Nr. 1371-161	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mic)	Nr. 1376-161	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (dimensiune mica)
Nr. 1371-155	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (copii)	Nr. 1376-155	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (copii)
Nr. 1371-159	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (sugar)	Nr. 1376-159	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (sugar)
Nr. 1371-157	e-mega® manseta alba, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (nou-nascut)	Nr. 1376-157	e-mega® manseta neagra, 2 tuburi, dezinfectabila dintr-o singura bucata (nou-nascut)

Mai multe informatii despre mansete, vezi [pagina 24](#).

e-mega® Seturi

Nr. 1372	e-mega® alb, 1 tub, 3 mansete dezinfectabile (adult, adult mare si copii) cu cutie de depozitare	Nr. 1373	e-mega® alb, 1 tub, 3 mansete dezinfectabile (adult, adult mare si copii)
Nr. 1377	e-mega® negru, 1 tub, 3 mansete dezinfectabile (adult, adult mare si copii) cu cutie de depozitare	Nr. 1378	e-mega® negru, 3 mansete dezinfectabile (adult, adult mare si copii)
Nr. 1430	e-mega® alb, 1 tub, 3 mansete dintr-o singura bucata dezinfectabile (copii, sugari si nou-nascuti), fara latex		

e-mega® stetoscop

Nr. 1370-141	e-mega® alb, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult) curea prin tragere, latex
Nr. 1370-142	e-mega® alb, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult mare) curea prin tragere, latex
Nr. 1370-144	e-mega® alb, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (copii) curea prin tragere, latex
Nr. 1431	e-mega® alb, 1 tub, 3 mansete dezinfectabile dintr-o singura bucata (copii, sugari si nou-nascuti) cu stetoscop duplex® baby, fara latex

Sunt disponibile doar manseta cu velcro cu curea de tragere (Nr. 141 adult, Nr. 142 adult large, Nr. 144 children) si piept petru manseta (Nr. 10391).

Tensiometru in stil palmier cu design ergonomic consistent.

- › Reglarea supapei de eliberare a aerului printr-un simplu declansator de comanda cu varful degetelor.
- › Bec fara latex pentru umflarea mansetei.
- › Scala liniara din aluminiu Ø 64 mm (2,52 in), usor de citit.
- › In carcasa de vinil cu fermoar.
- › Culori model: gri ardezie, albastru, sofran si verde.
- › Potrivit pentru stangaci si dreptaci.
- › Carcasa robusta din plastic ABS.
- › Optiuni: Culori - gri ardezie, albastru, sofran, verde.



ri-san®

Nr. 1510	ri-san® gri ardezie, manseta de bandaj (adult)	Nr. 1515	ri-san® albastru, manseta de bandaj (adult)
Nr. 1511	ri-san® gri ardezie, manseta cu carlig (adult)	Nr. 1516	ri-san® albastru, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1512	ri-san® gri ardezie, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1517	ri-san® manseta albastra, cu velcro (adult)
Nr. 1512-122	ri-san® gri ardezie, manseta cu velcro (adult mare)	Nr. 1517-122	ri-san® manseta albastra, cu velcro (adult mare)
Nr. 1512-129	ri-san® gri ardezie, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1517-129	ri-san® manseta albastra, cu velcro (copii)
Nr. 1512-100	ri-san® manometru, gri ardezie, fara manseta	Nr. 1517-100	ri-san® manometru albastru, fara manseta
Nr. 1520	ri-san® sofran, manseta de bandaj (adult)	Nr. 1525	ri-san® manseta verde, bandaj (adult)
Nr. 1521	ri-san® sofran, manseta cu carlig (adult)	Nr. 1526	ri-san® manseta verde, cu carlig (adult)
Nr. 1522	ri-san® sofran, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1527	ri-san® manseta verde, cu velcro (adult)
Nr. 1522-122	ri-san® sofran, manseta cu velcro (adult mare)	Nr. 1527-122	ri-san® manseta verde, cu velcro (adult mare)
Nr. 1522-129	ri-san® sofran, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1527-129	ri-san® manseta verde, cu velcro (copii)
Nr. 1522-100	ri-san® manometru, sofran, fara manseta	Nr. 1527-100	ri-san® manometru verde, fara manseta

Sunt disponibile mansete fara latex. Pentru mai multe informatii, contactati Riester la info@Riester.de

ri-san® seturi combinate

Nr. 511-02	ri-san® gri ardezie, duplex® stetoscop	Nr. 511-03	ri-san® albastru, duplex® stetoscop
------------	--	------------	-------------------------------------

ri-san® stetoscop

Nr. 1444-141	ri-san® gri ardezie, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult) curea prin tragere
Nr. 1444-142	ri-san® gri ardezie, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult mare) curea prin tragere
Nr. 1444-144	ri-san® gri ardezie, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (copii) curea prin tragere
Nr. 1443-141	ri-san® albastru, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult) curea prin tragere
Nr. 1443-142	ri-san® albastru, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult mare) curea prin tragere
Nr. 1443-144	ri-san® albastru, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (copii) curea prin tragere

Sunt disponibile doar manseta cu velcro cu cureaua de tragere (Nr. 141 adult, Nr. 142 adult mare, Nr. 144 copii) si piept pentru manseta (Nr. 10391).

Accesorii

Nr. 10357	Bec de umflare, gri pentru ri-san®, fara latex
-----------	--

minimus® II

Tensiometru aneroid metalic (model cu un singur tub)

- › Carcasa metalica cromata inalt lustruita cu inel metalic si protejata impotriva coroziunii.
- › Conexiune metalica cu suruburi in partea superioara a manometrului pentru o manevrare nederanjanta.
- › Baza supapei metalice.
- › Maner in forma de lingura din otel inoxidabil.
- › Scala liniara din aluminiu Ø 49 mm (1,92 in), usor de citit.
- › Bec din latex cu suapa de eliberare a aerului de precizie, cromata reglare fina si neuzura.

Nr. 1310	minimus® II, manseta de bandaj (adult)	Nr. 1311	minimus® II, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1312	minimus® II, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1312-122	minimus® II, manseta cu velcro (adult mare)
Nr. 1312-129	minimus® II, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1350-123	minimus® II manometru fara manseta

Sunt disponibile mansete fara latex. Pentru mai multe informatii, contactati Riester la info@Riester.de



minimus® III

Tensiometru aneroid metalic (model cu doua tuburi)

- › Carcasa metalica cromata inalt lustruita cu inel metalic, protejata impotriva coroziunii.
- › Racorduri metalice cu suruburi.
- › Baza supapei metalice.
- › Maner in forma de lingura din otel inoxidabil.
- › Scala liniara din aluminiu Ø 49 mm (1,92 in), usor de citit.
- › Bec din latex cu supapa de eliberare a aerului de precizie cromata, reglare fina si neuzura.

Nr. 1340	minimus® III, manseta de bandaj (adult)	Nr. 1341	minimus® III, manseta cu carlig (adult)
Nr. 1342	minimus® III, manseta cu velcro (adult)	Nr. 1342-123	minimus® III, manseta cu velcro (adult mare)
Nr. 1342-130	minimus® III, manseta cu velcro (copii)	Nr. 1342-100	minimus® III manometru, fara manseta

sanaphon®

Auto-masurare precisa cu manometru si stetoscop

- › Carcasa robusta si usoara din aluminiu, protejata impotriva coroziunii.
- › Conector de tub pentru tubul manseta.
- › Micro-filtrul protejeaza supapa de eliberare a presiunii si sistemul de masurare.
- › Membrane speciale de cupru-beriliu intarite, practic fara uzura.
- › Membrana poate rezista la suprapresiuni de pana la 600 mm Hg.
- › Diam. scara liniara usor de citit. 64 mm (2,5 in.) de la 0-300 mm Hg.
- › Toleranta maxima de eroare: +/- 2 mm Hg.

Nr. 1442	sanaphon®, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult) prin curea
Nr. 1442-142	sanaphon®, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (adult mare) prin curea de tragere
Nr. 1442-144	sanaphon®, 1 tub cu stetoscop, manseta cu velcro (copii) tragere prin curea
Nr. 1442-100	sanaphon® manometru, fara manseta, fara stetoscop

Sunt disponibile doar manseta cu velcro cu curele de tragere (Nr. 141 adult, Nr. 142 adult mare, Nr. 144 copii) si piept pentru manseta (Nr. 10391).



sphygmotensiophone

Tensiometru aneroid cu doua tuburi

- › Manseta din bumbac de inalta calitate, finisata in piele artificiala, cu o clema metalica pentru a trage prin manseta.
- › Marimi disponibile pentru adulti, copii si sugari.
- › Bec din latex cu supapa de eliberare a aerului de precizie, reglare fina si neuzura.
- › Scala liniara din aluminiu Ø 49 mm (1,92 in), usor de citit.

Nr. 1380	sphygmotensiophon, cure cu 2 tuburi, cu velcro (adult)
Nr. 1381	sphygmotensiophon, 2 tuburi, manseta cu velcro (copii) trage prin curea
Nr. 1380-100	sphygmotensiophon manometru, 2 tuburi, fara manseta
Nr. 136	manseta cu velcro (adult) curea prin tragere 52 x 14,5 cm, 2 tuburi, visiniu
Nr. 137	manseta cu velcro (copii) curea prin tragere 33 x 10 cm, 2 tuburi, visiniu

Monitor de tensiune arteriala conceput pentru copii si bebelusi

- › Amprenta de urs pe manseta pentru copii, sugari si nou-nascuti.
- › Maner ergonomic in forma de lingura din otel inoxidabil.
- › Manometru din metal cu scara din aluminiu Ø 49 mm (1,929 in), manometru din plastic cu scara din aluminiu Ø 63 mm (2,48 in), atat liniar, cat si usor de citit.
- › Bec fara latex cu supapa de eliberare a aerului de precizie cromata, reglare fina si neuzura.
- › In carcasa captusita din nailon cu fermoar.



babyphon®

Nr. 1440-100 babyphon® manometru metalic, conexiune 1 tub, fara manseta	Nr. 1441-100 babyphon® manometru plastic/metal, conexiune cu 1 tub, fara manseta
Nr. 1440 babyphon® metal, 1 tub, 3 mansete cu velcro (copii, sugari si nou-nascuti)	Nr. 1440-501 babyphon® metal, 1 tub, 3 mansete velcro (copii, sugari si nou-nascuti) cu stetoscop duplex® baby
Nr. 1441 babyphon® plastic/metal, 1 tub, 3 mansete cu velcro (copii, sugari si nou-nascuti)	Nr. 1441-501 babyphon® plastic/metal, 1 tub, 3 mansete velcro (copii, sugari si nou-nascuti) cu stetoscop duplex® baby

Piese de schimb si Accesorii

Mansete cu vezica fara latex pentru tensiometre aneroide

Nr. 101 manseta de bandaj (adult) 40 x 15 cm, 1 tub, gri	Nr. 102 manseta de bandaj (adult) 40 x 15 cm, 2 tuburi, gri
Nr. 103 manseta de bandaj (adult) 40 x 15 cm, tub dublu, gri	Nr. 104 manseta cu carlig (adult) 58 x 16 cm, 1 tub, gri
Nr. 105 manseta cu carlig (adult) 58 x 16 cm, 2 tuburi, gri	Nr. 106 manseta cu carlig (adult) 58 x 16 cm, tub dublu, gri
Nr. 107 manseta cu velcro (adult) 54,5 x 14,5 cm, 1 tub, gri	Nr. 108 manseta cu velcro (adult) 54,5 x 14,5 cm, 2 tuburi, gri
Nr. 109 manseta cu velcro (adult) 54,5 x 14,5 cm, tub dublu, gri	Nr. 120 manseta cu velcro (adult mic) 42 x 13 cm, 1 tub, neagra
Nr. 121 manseta cu velcro (adult mic) 42 x 13 cm, 2 tuburi, neagra	Nr. 122 manseta cu velcro (adult mare) 70 x 15 cm, 1 tub, neagra
Nr. 123 manseta cu velcro (adult mare) 70 x 15 cm, 2 tuburi, neagra	Nr. 125 manseta cu velcro (coapsa) 70 x 22 cm, 1 tub, neagra
Nr. 126 manseta cu velcro (coapsa) 70 x 22 cm, 2 tuburi, neagra	Nr. 127 manseta cu velcro (coapsa mare) 100 x 26 cm, 1 tub, neagra
Nr. 128 manseta cu velcro (coapsa mare) 100 x 26 cm, 2 tuburi, neagra	Nr. 129 manseta cu velcro (copii) 35,5 x 10 cm, 1 tub, albastra
Nr. 130 manseta cu velcro (copii) 35,5 x 10 cm, 2 tuburi, albastra	Nr. 132 manseta cu velcro (sugar) 23 x 7,2 cm, 1 tub, albastra
Nr. 133 manseta cu velcro (sugar) 23 x 7,2 cm, 2 tuburi, albastra	Nr. 134 manseta cu velcro (nou-nascut) 15,5 x 5 cm, 1 tub, albastra
Nr. 135 manseta cu velcro (nou-nascut) 15,5 x 5 cm, 2 tuburi, albastra	

Mansete cu vezici de latex pentru tensiometre pentru automasurare

Nr. 150 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult) 54,5 x 14,5 cm, 1 tub, fara latex	Nr. 151 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult) 54,5 x 14,5 cm, 2 tuburi, fara latex
Nr. 152 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mare) 63 x 16 cm, 1 tub, fara latex	Nr. 153 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mare) 63 x 16 cm, 2 tuburi, fara latex
Nr. 154 manseta dezinfectabila dintr-o bucata (copii) 34,5 x 10 cm, 1 tub, fara latex	Nr. 155 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (copii) 34,5 x 10 cm, 2 tuburi, fara latex
Nr. 156 manseta dezinfectabila dintr-o bucata (nou-nascut) 15 x 5 cm, 1 tub, fara latex	Nr. 157 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (nou-nascut) 15 x 5 cm, 2 tuburi, fara latex
Nr. 158 manseta dezinfectabila dintr-o bucata (sugar) 23 x 7,5 cm, 1 tub, fara latex	Nr. 159 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (sugar) 23 x 7,5 cm, 2 tuburi, fara latex
Nr. 160 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mic) 42 x 13 cm, 1 tub, fara latex	Nr. 161 manseta dezinfectabila dintr-o singura bucata (adult mic) 42 x 13 cm, 2 tuburi, fara latex

Nr. 10363 supapa de eliberare a aerului, placata cu crom	Nr. 10351 bec de umflare, negru, latex
Nr. 10361 bec de umflare, negru, fara latex	Nr. 10358 bec de umflare, albastru, fara latex
Nr. 10372 conectori tubulare (partea I scurta + partea II lunga), cromate	Nr. 10373 conector tub (partea II lunga), cromat
Nr. 10374 conector tub (partea I scurta), cromat	Nr. 10380 conectori pini (partea I lunga + partea II scurta), gri, plastic, numai pentru diplomat
Nr. 10387 conector pin (partea I lunga), gri, plastic numai pentru diplomat	Nr. 10388 conector pin (partea II scurta), gri, plastic, numai pentru diplomat
Nr. 10381 tub, tub din latex negru, pe metru	Nr. 10382 tub din latex spiralat, negru
Nr. 10350 bec de umflare cu supapa de eliberare a aerului standard, latex	Nr. LF10350 bec de umflare cu supapa standard de eliberare a aerului, fara latex

PUTEREA LED-ULUI

Familia de dispozitive **ri-scope® L** deschide o noua era a instrumentelor de diagnosticare de inalta performanta si usor de utilizat. Iluminarea HPLED si tehnologiile de incarcare cu litiu combinate cu instrumente de inalta performanta reduc semnificativ costurile si imbunatatesc atat eficienta, cat si fiabilitatea.

ri-scope® L LED


ILUMINARE SI OPTICA LED AVANSATE

Iluminare - Performanta pe viata.

Disponibil in instrumentele **ri-scope® L si statiile de perete modulare **ri-former® L**.**


Lumina stralucitoare cu o durata de viata aproape nelimitata!

- › Tehnologie LED de inalta performanta fara intretinere - cost de functionare redus.
- › CRI > 90, temperatura de culoare 4.000 K - redare excelenta a culorii aproape de conditiile de lumina naturala pentru o diagnosticare mai eficienta.
- › LED-uri aliniate cu sistemele optice din capetele instrumentelor - distributie omogena a luminii in campul vizual fara reflexii sau umbre.
- › Proiectat pentru disiparea optima a caldurii - durata de viata mai lunga si iluminare stralucitoare pe intreaga durata de viata a LED-ului (100.000 ore).
- › Eficienta energetica ridicata - timp de functionare de trei ori mai lung decat cu iluminarea XL conventionala.




ri-scope® L Otoscop


- › **ri-scope® L Otoscop** cu iluminare prin fibra optica si reflexie redusa a luminii.
- › Lentila pivotanta bidirectionala cu marire de 3 ori.
- › Conector incorporat pentru testarea pneumatica. (Bec de insuflator pneumatic se vinde separat).
- › Model de baza L1 cu iluminare directa minimizata de reflexie 2,5 V XL Xenon.
- › Disponibil cu manere optionale C sau AA.
- › Versiunea L2 sau L3 cu fibra optica pentru radiatie si transmisie optima a luminii.
- › L2 si L3 disponibile fie cu XL Xenon, fie cu iluminare LED.
- › Versiunea high-end L3 echipata cu lentila de operare SpecEjec.



Dispozitivul SpecEjec permite ejectarea fara atingere a speculelor urechilor uzate pentru o manipulare igiena si simplificata.



Iluminare directa cu reflectie redusa si rentabila cu lampi cu xenon de 2,5 V sau lampi cu xenon XL de 3,5 V.



Fibra optica cu xenon XL de 2,5 V / 3,5 V sau iluminare LED de 2,5 V / 3,5 V asigura o vizualizare nestingherita si fara orbire.



ri-scope® L Cap Otoscop

Nr. 10562	ri-scope® L1 cap otoscop, XL 2,5 V	Nr. 10563	ri-scope® L1 cap otoscop, XL 3,5 V
Nr. 10563-301	ri-scope® L1 cap otoscop, XL 3,5 V cu securitate antifurt	Nr. 10564	ri-scope® L2 cap otoscop, XL 3,5 V
Nr. 10580	ri-scope® L2 cap otoscop, XL 3,5 V	Nr. 10565	ri-scope® L2 cap otoscop, LED 3,5 V
Nr. 10580-301	ri-scope® L2 cap otoscop, XL 3,5 V cu securitate antifurt	Nr. 10565-301	ri-scope® L2 cap otoscop, LED 3,5 V cu securitate antifurt
Nr. 10566	ri-scope® L3 cap otoscop, XL 2,5 V	Nr. 10581	ri-scope® L3 cap otoscop, XL 3,5 V
Nr. 10567	ri-scope® L3 cap otoscop, LED 3,5 V	Nr. 10581-301	ri-scope® L3 cap otoscop, XL 3,5 V cu securitate antifurt
Nr. 10567-301	ri-scope® L3 cap otoscop, LED 3,5 V cu securitate antifurt		

Toate capetele de instrumente **ri-scope® L** 3.5 V sunt compatibile cu statiile **RVS-200** si **ri-former®**.

Instrumente de diagnostic profesionale din cele mai inalte standarde






ri-scope® L Oftalmoscop

- › Toate **ri-scope® L Oftalmoscop** includ optica de inalta performanta cu lentila de condensare asferica si reflexie redusa.
- › **ri-scope® L Oftalmoscop** are un suport pentru degetul mare pentru fixarea oftalmoscopului, care permite controlul usor cu un singur deget.
- › Reflexele corneei si irisului sunt evitate prin separarea razelor de lumina de observatie si de iluminare. (pentru Coaxial / Gullstrand).
- › 3 versiuni diferite L1, L2 si L3 disponibile cu lentile de corectie cu pana la 89 de valori dioptrii.
- › Roata manuala a diafragmei usor de utilizat pentru deschideri si filtre incluse in toate cele trei versiuni.
- › L1, L2 si L3 disponibile fie cu iluminare XL Xenon, fie cu LED.
- › Versiunea high-end L3 include un dispozitiv de focalizare cu forta de retinere zero pentru corectarea rapida a ametropiilor.

Calea optica

Reflexele corneei si irisului sunt evitate prin separarea razelor paralele de observare si iluminare (principiul lui Gullstrand). Zona retiniana iluminata este complet vizibila - chiar si cu pupile inguste. Se realizeaza conditii optime pentru examenele oftalmologice.



ri-scope® L Cap Oftalmoscop

Nr. 10568	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, XL 2,5 V	Nr. 10569	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, XL 3.5 V
Nr. 10563-203	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, LED 3,5 V	Nr. 10569-301	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, XL 3.5 V cu securitate antifurt
Nr. 10594-301	ri-scope® L1 cap oftalmoscop, LED 3,5 V cu securitate antifurt	Nr. 10570	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, XL 2.5 V
Nr. 10571	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 10597	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, LED 2.5 V
Nr. 10571-203	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, LED 3.5 V	Nr. 10571-301	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, XL 3.5 V cu securitate antifurt
Nr. 10595-301	ri-scope® L2 cap oftalmoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt	Nr. 10572	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, XL 2.5 V
Nr. 10573	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 10598	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, LED 2.5 V
Nr. 10573-203	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, LED 3.5 V	Nr. 10573-301	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, XL 3.5 V cu securitate antifurt
Nr. 10596-301	ri-scope® L3 cap oftalmoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt		

Toate capetele de instrumente **ri-scope® L 3.5 V** sunt compatibile cu statiile **RVS-200** si **ri-former®**.

Speculi pentru ri-scope® L1/L2

Nr. 10775	specul ureche reutilizabil Ø 2.0 mm, 100 buc.	Nr. 10779	specul ureche reutilizabil Ø 2.5 mm, 10 buc.
Nr. 10783	specul ureche reutilizabil Ø 3.0 mm, 10 buc.	Nr. 10789	specul ureche reutilizabil Ø 4.0 mm, 10 buc.
Nr. 10795	specul ureche reutilizabil Ø 5.0 mm, 10 buc.		

Tabelele de speculi reutilizabili pentru urechi sunt compatibile cu pen-scope, **ri-mini®**, instrumente de buzunar, **ri-scope® L1/L2**, **e-scope®**.

Nr. 10772-532	specul ureche unica folosinta Ø 2.0 mm, 100 buc.	Nr. 10773-532	specul ureche unica folosinta Ø 2.0 mm, 500 buc.
Nr. 10774-532	specul ureche unica folosinta Ø 2.0 mm, 1000 buc.	Nr. 10772-531	specul ureche unica folosinta Ø 2.5 mm, 100 buc.
Nr. 10773-531	specul ureche unica folosinta Ø 2.5 mm, 500 buc.	Nr. 10774-531	specul ureche unica folosinta Ø 2.5 mm, 1000 buc.
Nr. 10772-533	specul ureche unica folosinta Ø 3.0 mm, 100 buc.	Nr. 10773-533	specul ureche unica folosinta Ø 3.0 mm, 500 buc.
Nr. 10774-533	specul ureche unica folosinta Ø 3.0 mm, 1000 buc.	Nr. 10772-534	specul ureche unica folosinta Ø 4.0 mm, 100 buc.
Nr. 10773-534	specul ureche unica folosinta Ø 4.0 mm, 500 buc.	Nr. 10774-534	specul ureche unica folosinta Ø 4.0 mm, 1000 buc.
Nr. 10772-535	specul ureche unica folosinta Ø 5.0 mm, 100 buc.	Nr. 10773-535	specul ureche unica folosinta Ø 5.0 mm, 500 buc.
Nr. 10774-535	specul ureche unica folosinta Ø 5.0 mm, 1000 buc.		

Tabelele cu speculi de unica folosinta sunt compatibile cu pen-scope, **ri-mini®**, instrumente de buzunar, **ri-scope® L1/L2**.

Speculi pentru ri-scope® L3

Nr. 10800-532 specul ureche reutilizabil Ø 2.0 mm, 10 buc.	Nr. 10800-533 specul ureche reutilizabil Ø 3.0 mm, 10 buc.
Nr. 10800-534 specul ureche reutilizabil Ø 4.0 mm, 10 buc.	Nr. 10800-535 specul ureche reutilizabil Ø 5.0 mm, 10 buc.
Nr. 10800-539 specul ureche reutilizabil Ø 9.0 mm, 10 buc.	
Nr. 10801-532 specul ureche unica folosinta Ø 2.0 mm, 100 buc.	Nr. 10802-532 specul ureche unica folosinta Ø 2.0 mm, 500 buc.
Nr. 10803-532 specul ureche unica folosinta Ø 2.0 mm, 1000 buc.	Nr. 10801-533 specul ureche unica folosinta Ø 3.0 mm, 100 buc.
Nr. 10802-533 specul ureche unica folosinta Ø 3.0 mm, 500 buc.	Nr. 10803-533 specul ureche unica folosinta Ø 3.0 mm, 1000 buc.
Nr. 10801-534 specul ureche unica folosinta Ø 4.0 mm, 100 buc.	Nr. 10802-534 specul ureche unica folosinta Ø 4.0 mm, 500 buc.
Nr. 10803-534 specul ureche unica folosinta Ø 4.0 mm, 100 buc.	Nr. 10801-535 specul ureche unica folosinta Ø 5.0 mm, 100 buc.
Nr. 10802-535 specul ureche unica folosinta Ø 5.0 mm, 500 buc.	Nr. 10803-535 specul ureche unica folosinta Ø 5.0 mm, 1000 buc.
Nr. 10801-539 specul ureche unica folosinta Ø 9.0 mm, 100 buc.	Nr. 10802-539 specul ureche unica folosinta Ø 9.0 mm, 500 buc.
Nr. 10803-539 specul ureche unica folosinta Ø 9.0 mm, 1000 buc.	

Tabelele de speculi de unica folosinta sunt compatibile cu **ri-scope® L3** si **EliteVue**.

EliteVue

MACRO OTOSCOPI FIBRA OPTICA

Macro otoscopul **EliteVue** este noul standard.

EliteVue ofera un camp vizual de doua ori mai mare si o marire cu 66% mai mare in comparatie cu otoscoapele standard*. **EliteVue** ofera o vedere semnificativ imbunatatita a canalului auditiv si a membranei timpanice, permitand un diagnostic mai eficient si rezultate imbunatatite pentru pacient. Potrivit pentru iluminarea gatului.

- › Iluminare HPLED de inalta performanta. (4000 K, CRI=92)
- › Marire de peste 5 ori.
- › Campul vizual de doua ori mai mare.
- › Vedere completa a membranei timpanice.
- › Optica din sticla de inalta performanta optimizata pentru reflexie.
- › Rotita pentru reglarea adancimii focale.
- › Dispozitivul SpecEjec usor de utilizat, evita contaminarea.
- › Potrivit pentru otoscopie pneumatica.
- › O gama larga de optiuni de alimentare: ca parte a unei statii de diagnosticare, cu baterie sau cu maner reincarcabil.

Date Tehnice*

	EliteVue	ri-scope® L
Campul vizual, Ø	11 mm (0.59 in)	5.5 mm (0.59 in)
Marire	5x	3x

*la o distanta de 15mm (0,59 in) intre reper si varful distal al speculelor

EliteVue Cap



Nr. 10510 EliteVue cap, LED 2.5 V	Nr. 10511 EliteVue cap, XL 2.5 V
Nr. 10512 EliteVue cap, LED 3.5 V	Nr. 10513 EliteVue cap, XL 3.5 V
Nr. 10512-301 EliteVue cap, LED 3.5 V cu securitate antifurt	Nr. 10513-301 EliteVue cap, XL 3.5 V cu securitate antifurt

Toate capetele de instrumente **EliteVue** 3.5 V sunt compatibile cu statiile **RVS-200** si **ri-former®**.

EliteVue seturi

Nr. 2200-204 EliteVue set otoscop, LED 2.5 V cu maner C pentru 2 baterii alcaline	Nr. 2200-202 EliteVue set otoscop, XL 2.5 V cu maner C pentru 2 baterii alcaline
Nr. 2200-203 EliteVue set otoscop, LED 3.5 V cu maner C pentru baterie reincarcabila Li-ion	Nr. 2200-201 EliteVue set otoscop, XL 3.5 V cu maner C pentru 1 baterie reincarcabila Li-ion
Nr. 2210-204 EliteVue set oto-/oftalmoscop L2, LED 2.5 V cu maner C pentru 2 baterii alcaline	Nr. 2210-202 EliteVue set oto-/oftalmoscop L2, XL 2.5 V cu maner C pentru 2 baterii alcaline.
Nr. 2210-203 EliteVue set oto-/oftalmoscop, LED 3.5 V cu maner C pentru 1 baterie reincarcabila Li-ion	Nr. 2210-201 EliteVue set oto-/oftalmoscop, XL 3.5 V cu maner C pentru 1 baterie reincarcabila Li-ion
Nr. 2211-203 EliteVue set otoscop, LED 3.5 V cu maner C pentru 1 baterie reincarcabila Li-ion, incarcator	Nr. 2212-203 EliteVue set oto-/oftalmoscop, LED 3.5 V cu 2 manere C pentru 2 baterii reincarcabile Li-ion si incarcator de birou

Lampile de rezerva SE VAND SEPARAT.



ri-scope® L retinoscop

Pentru recunoasterea miopiei si hipermetropiei, precum si a astigmatismului.

- › Lampa cu xenon XL 3.5 V sau lampa cu halogen HL 2.5 V.
- › Sunt disponibile doua modele: Retinoscopul cu spot proiecteaza un fascicul de lumina circular. Retinoscopul cu fanta cu un fascicul de lumina sub forma de linie simplifica recunoasterea si determinarea erorilor de refractie astigmatice.
- › Operare simpla cu surub moletat. Linia si imaginea spot pot fi focalizate cu elementul de operare si rotire la 360°, unghiul poate fi citit de pe scara integrata.
- › Suport pentru agatarea si fixarea cardurilor de fixare in pozitie pentru retinoscopie dinamica.
- › In set sunt furnizate doua carduri de fixare si o lampa de rezerva.
- › Protectie integrata pentru ochelari.
- › Montaj cu baioneta pentru atasare rapida si sigura la maner.
- › Carcasa etansa la praf, foarte robusta si usoara din plastic rezistent la impact.
- › Schimbarea simpla a lampii la baza capului instrumentului.



Nr. 10543	ri-scope® L retinoscope cap cu fanta, HL 2.5 V	Nr. 10544	ri-scope® L retinoscope cap cu fanta, XL 3.5 V
Nr. 10544-301	ri-scope® L retinoscope cap cu fanta, XL 3.5 V cu securitate antifurt	Nr. 10546	ri-scope® L retinoscope cap spot, XL 3.5 V
Nr. 10546-301	ri-scope® L retinoscope cap spot, XL 3.5 V cu securitate antifurt		
Nr. 3410	ri-scope® L retinoscope cap cu fanta, HL 2.5 V, maner C pentru 2 baterii alcaline sau ri-accu®	Nr. 3782-550	ri-scope® L retinoscope fanta, XL 3.5 V, maner C pentru 2 baterii alcaline de tip C sau ri-accu®

ri-derma

Microscopie cu luina directa pentru examinarea pielii

- › Potrivit in special pentru diagnosticul diferential al modificarilor pigmentate ale pielii, cum ar fi melanomul malign.
- › Straturile superioare ale pielii sunt vizibile prin umezirea cu ulei de imersie. Pot fi evaluate structurile de suprafata, culoarea, distributia pigmentului, structurile non-melanocitare.
- › Alegerea lampilor LED de 3.5 V sau Xenon de 2.5 V.
- › Capul instrumentului este construit pentru a fi rezistent la praf.
- › Lupa focalizata cu marire de 10 ori pentru cele mai precise diagnostice si imagini detaliate.
- › Doua atasamente care nu dauneaza pielii - Unul cu o scala de la 0 la 10 mm pentru masurarea modificarilor pielii si una fara scala; ambele pot fi dezinfectate.
- › Protector pentru ochelari.
- › Schimb simplu al lampii la baza capului.
- › Toate manerele si optiunile de incarcare de la ri-scope®L sunt disponibile.
- › Instructiuni de utilizare cuprinzatoare.



Nr. 10550	ri-derma cap dermatoscop, XL 2.5 V	Nr. 10551	ri-derma cap dermatoscop, XL 3.5 V
Nr. 10577	ri-derma cap dermatoscop, LED 3.5 V	Nr. 10551-301	ri-derma cap dermatoscop, XL 3.5 V cu securitate antifurt
Nr. 1057-301	ri-derma cap dermatoscop, LED 3.5 V cu securitate antifurt		

Instrumente Dermatologice

Nr. 3390	ri-derma XL 2.5 V, maner C pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®	Nr. 3777	ri-derma LED 2.5 V, maner C pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3777-550	ri-derma LED 3.5 V, maner C pentru ri-accu®L	Nr. 10968	Disc de contact cu pielea. Fara gradare
Nr. 10969	Disc gradat de contact cu pielea	Nr. 10925	ri-derma husa de protectie tare, neagra

ri-scope® otoscop de operare

Operatie otoscop Uman

- › Lampa cu Halogen HL 2.5 V sau cu Xenon XL de 3.5 V.
- › Lentila pivotanta cu marire de 2.5 ori.
- › Suportul reglabil pentru speculi poate fi fixat in orice pozitie.
- › Design deschis pentru utilizare nestingherita in timpul examinarii si exploatarii.
- › Montaj cu baioneta pentru atasare rapida si sigura la maner.
- › Otoscop OP din metal si suport pentru speculi din plastic rezistent la impact pentru o durata lunga de viata.
- › Becurile pot fi inlocuite rapid pe partea din fata a otoscopului.



Nr. 10560 ri-scope® cap otoscop de operare (uman), HL 2.5 V

Nr. 10561 ri-scope® cap otoscop de operare (uman), XL 3.5 V

Nr. 10561-301 ri-scope® cap otoscop (uman), XL 3.5 V cu securitate antifurt

Speculi pentru otoscop operational ri-scope®

Nr. 10460 specul ureche reutilizabil Ø 2.0 mm, 1 buc.

Nr. 10461 specul ureche reutilizabil Ø 3.0 mm, 1 buc.

Nr. 10462 specul ureche reutilizabil Ø 4.0 mm, 1 buc.

Nr. 10463 specul ureche reutilizabil Ø 5.0 mm, 1 buc.

Nr. 10464 specul ureche reutilizabil Ø 9.0 mm, 1 buc.

Tabelul de speculi de atasament metalici reutilizabili sunt compatibili cu otoscopul de operare uni®, econom® si ri-scope® (uman)

ri-scope® F.O.

Suport-lama pentru limba

- › Cu lampi Xenon XL 2.5 V, XL 3.5 V sau LED 3.5 V
- › Conductor de unda luminoasa cu fibra optica de inalta calitate pentru o transmisie optima a luminii. In combinatie cu lampa, aceasta ofera o lumina rece de examinare, similara cu lumina zilei.
- › Atasament glisant pentru fixarea si detasarea abaterilor de limba din lemn pentru o prindere ferma.
- › Montaj cu baioneta pentru atasare rapida si sigura la maner.
- › Carcasa robusta, foarte usoara, din plastic ABS pentru o durata lunga de viata.
- › Becurile pot fi inlocuite rapid la baza capului instrumentului.



Specul nazal

- › Lentila pivotanta si detasabila cu marire de 2.5 ori.
- › Expansiunea lenta si controlata a speculului prin pornirea dispozitivului de reglare cu surub, extindere rapida prin apasarea in jos a dispozitivului de reglare cu surub.
- › Carcasa rezistenta la impact din plastic armat cu fibra de sticla.

Conductor de lumina

- › Cea mai buna iluminare a gatului si a zonelor laringiene.
- › Montaj cu baioneta pentru atasare rapida si sigura la maner.
- › Metal cromat, durabil si robust.



Nr. 10534 ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba, XL 2.5 V

Nr. 10535 ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba, XL 3.5 V

Nr. 10574 ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba, LED 3.5 V

Nr. 10535-301 ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba, XL 3.5 V cu securitate antifurt

Nr. 10574-301 ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba, LED 3.5 V cu securitate antifurt

Nr. 10536 ri-scope® F.O. specul nazal, XL 2.5 V

Nr. 10537 ri-scope® F.O. specul nazal, XL 3.5 V

Nr. 10575 ri-scope® F.O. specul nazal, LED 3.5 V

Nr. 10537-301 ri-scope® F.O. specul nazal, XL 3.5 V cu securitate antifurt

Nr. 10575-301 ri-scope® F.O. specul nazal, LED 3.5 V with anti-theft security

Nr. 10538 ri-scope® F.O. conductor de lumina, XL 2.5 V

Nr. 10539 ri-scope® F.O. conductor de lumina, XL 3.5 V

Nr. 10576 ri-scope® F.O. conductor de lumina, LED 3.5 V

Nr. 10539-301 ri-scope® F.O. conductor de lumina, XL 3.5 V cu securitate antifurt

Nr. 10576-301 ri-scope® F.O. conductor de lumina, LED 3.5 V cu securitate antifurt

Nr. 10447 2 oglinzi laringiene pentru ri-scope® F.O. conductor de lumina Nr. 3 (Ø 20 mm / 0.79 in) si Nr. 4 (Ø 22 mm / 0.87 in)

ri-scope® L e

SETURI DE DIAGNOSTIC

Seturi de instrumente E.N.T., oftalmoscopie/retinoscopie si dermatologie. Seturile de baza sunt livrate fara baterii,

ri-cc® L / ri-cc® e® L / incarcator cu priza.

Aceste accesorii trebuie comandate separat. Din cauza varietatii de combinatii posibile de instrumente, aratam doar o parte din toate optiunile instrumentului in forma setata. Suntem bucurosi sa oferim informatii despre combinatii individualizate de produse la cerere.



ri-scope® L Otoscop Set

Maner baterie, tip AA cu eo o c® pentru 2 baterii alcaline tip AA sau ri-cc®

Nr. 3705	ri-scope® L1 otoscop, XL 2.5 V	Nr. 3706	ri-scope® L2 otoscop, XL 2.5 V
Nr. 3708	ri-scope® L2 otoscop, LED 2.5 V	Nr. 3709	ri-scope® L3 otoscop, LED 2.5 V

Maner baterie, tip AA cu eo o c® pentru ri-cc® L

No. 3707-550	ri-scope® L1 otoscop, XL 3.5 V		
No. 3708-550	ri-scope® L2 otoscop, LED 3.5 V	No. 3709-550	ri-scope® L3 otoscop, LED 3.5 V

Maner baterie, tip C cu eo o c® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-cc®

No. 3700	ri-scope® L1 otoscop, XL 2.5 V	No. 3716	ri-scope® L2 otoscop, XL 2.5 V
No. 3701	ri-scope® L3 otoscop, XL 3.5 V	No. 3703	ri-scope® L2 otoscop, LED 2.5 V
No. 3704	ri-scope® L3 otoscop, LED 2.5 V		

Maner baterie, tip C cu eo o c® pentru ri-cc® L

No. 3702-550	ri-scope® L1 otoscop, XL 3.5 V		
No. 3703-550	ri-scope® L2 otoscop, LED 3.5 V	No. 3704-550	ri-scope® L3 otoscop, LED 3.5 V

ri-scope® L Of otoscop Set

Maner baterie, tip AA cu eo o c® pentru 2 baterii alcaline tip AA sau ri-cc®

Nr. 3727	ri-scope® L1 oftalmoscop, XL 2.5 V	Nr. 3728-203	ri-scope® L1 oftalmoscop, LED 2.5 V
Nr. 3729-203	ri-scope® L2 oftalmoscop, LED 2.5 V	Nr. 3730-203	ri-scope® L3 oftalmoscop, LED 2.5 V

Maner baterie, tip AA cu eo o c® pentru ri-cc® L

Nr. 3728-550	ri-scope® L1 oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 3729-550	ri-scope® L2 oftalmoscop, XL 3.5 V
Nr. 3730-550	ri-scope® L3 oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 3813-203	ri-scope® L1 oftalmoscop, LED 3.5 V
Nr. 3814-203	ri-scope® L2 oftalmoscop, LED 3.5 V	Nr. 3815-203	ri-scope® L3 oftalmoscop, LED 3.5 V

Maner baterie, tip C cu eo o c® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-cc®

Nr. 3722	ri-scope® L1 oftalmoscop, XL 2.5 V	Nr. 3723	ri-scope® L2 oftalmoscop, XL 2.5 V
Nr. 3724-203	ri-scope® L1 oftalmoscop, LED 2.5 V	Nr. 3725-203	ri-scope® L2 oftalmoscop, LED 2.5 V
Nr. 3726-203	ri-scope® L3 oftalmoscop, LED 2.5 V		

Maner baterie tip C cu eo o c® pentru ri-cc® L

Nr. 3724-550	ri-scope® L1 oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 3725-550	ri-scope® L2 oftalmoscop, XL 3.5 V
Nr. 3726-550	ri-scope® L3 oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 3810-203	ri-scope® L1 oftalmoscop, LED 3.5 V
Nr. 3811-203	ri-scope® L2 oftalmoscop, LED 3.5 V	Nr. 3812-203	ri-scope® L3 oftalmoscop, LED 3.5 V

ri-scope® L Otoscop Of otoscop Set

Maner baterie, tip AA cu eo o c® pentru 2 baterii alcaline tip AA sau ri-cc®

Nr. 3747	ri-scope® L2 oto-, XL 2.5 V / L1 oftalmoscop, XL 2.5 V	Nr. 3748	ri-scope® L2 oto-, LED 2.5 V / L1 oftalmoscop, LED 2.5 V
-----------------	--	-----------------	--

Maner baterie, tip AA cu eo o c® pentru ri-cc® L

Nr. 3748-550	ri-scope® L2 oto-, LED 3.5 V / L1 oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 3818-203	ri-scope® L2 oto-, LED 3.5 V / L1 oftalmoscop, LED 3.5 V
---------------------	---	---------------------	--

Maner baterie, tip C cu eo o c® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-cc®

Nr. 3743	ri-scope® L1 oto-, XL 2.5 V / L1 oftalmoscop, XL 2.5 V	Nr. 3751	ri-scope® L2 oto- XL 2.5 V / L2 oftalmoscop, XL 2.5 V
Nr. 3746	ri-scope® L3 oto-, LED 2.5 V / L2 oftalmoscop, LED 2.5 V	Nr. 3745	ri-scope® L3 oto-, XL 2.5 V / L2 oftalmoscop, XL 2.5 V
Nr. 3746-203	ri-scope® L3 oto-, LED 2.5 V / L2 oftalmoscop, LED 2.5 V		

Maner baterie, tip C cu eo o c® pentru ri-cc® L

Nr. 3744-550	ri-scope® L1 oto-, XL 3.5 V / L1 oftalmoscop, XL 3.5 V	Nr. 3746-550	ri-scope® L3 oto-, LED 3.5 V / L2 oftalmoscop, XL 3.5 V
Nr. 3816-203	ri-scope® L1 oto-, XL 3.5 V / L1 oftalmoscop, LED 3.5 V	Nr. 3817203	ri-scope® L3 oto-, LED 3.5 V / L2 oftalmoscop, LED 3.5 V

ri-scope® E.N.T Set

ri-scope® L otoscop, ri-scope® F.O. specul nazal si ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba

Nr. 3759	ri-scope® L3, XL 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3760	ri-scope® L3, LED 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3760-550	ri-scope® L3, LED 3.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L

ri-scope® practisant Set

ri-scope® L otoscop, ri-scope® F.O. specul nazal, ri-scope® F.O. suport-lama pentru limba si ri-scope® F.O. iluminator brat indoit

Nr. 3765	ri-scope® L3, XL 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3766	ri-scope® L3, LED 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3766-550	ri-scope® L3, LED 3.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L

ri-scope® perfect Set

ri-scope® L oto-/oftalmoscop, ri-scope® F.O suport-lama pentru limba, 1 lampa de rezerva XL

Nr. 3753	ri-scope® L3 oto-, XL 2.5 V / L2 oftalmoscop, XL 2.5 V/ Maner pentru baterie tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3754	ri-scope® L3 oto-, LED 2.5 V / L2 oftalmoscop, LED 2.5 V/ Maner baterie tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3819-203	ri-scope® L3 oto-, LED 3.5 V / L2 oftalmoscop, LED 3.5 V/ Maner baterie tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L
Nr. 3754-550	ri-scope® L3 oto-, LED 3.5 V / L2 oftalmoscop, XL 3.5 V/ Maner baterie tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L

ri-scope® de lux Set

ri-scope® L otoscop/oftalmoscop, ri-scope® F.O.specul nazal, ri-scope® F.O suport-lama pentru limba, iluminator brat indoit, 2 laring. oglinzi, 1 lampa de rezerva XL

Nr. 3771	ri-scope® L3 oto-, XL 2.5 V / L2 oftalmoscop, XL 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3772	ri-scope® L3 oto-, LED 2.5 V / L2 oftalmoscop, LED 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3772-203	ri-scope® L3 oto-, LED 2.5 V / L2 oftalmoscop, XL 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3772-550	ri-scope® L3 oto-, LED 3.5 V / L2 oftalmoscop, XL 3.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L
Nr. 3820-550	ri-scope® L3 oto-, LED 3.5 V / L2 oftalmoscop, LED 3.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L

ri-vision Set

ri-scope® retinoscop si ri-scope® L2 oftalmoscop

Nr. 3792	ri-scope® retinoscope fanta, HL 2.5 V/ ri-scope® L2 oftalmoscop, XL 2.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru 2 baterii alcaline tip C sau ri-accu®
Nr. 3494-550	ri-scope® retinoscope fanta, XL 3.5 V/ ri-scope® L2 oftalmoscop, XL 3.5 V/ Maner baterie, tip C cu rheotronic® pentru ri-accu®L

Piese de schimb si accesorii

Manere baterie

Nr. 10642	Maner pentru baterii tip AA cu rheotronic® pentru 2 baterii AA sau ri-accu®L	Nr. 10425	Maner baterie tip C, reostat, cromat fara orificiu, pentru 2 baterii cu celule C
Nr. 10429	Maner baterie tip C, repostat, cromat pentru baterii cu 2 celule C sau ri-accu®	Nr. 10426	Partea superioara a manerului cu reostat, cromat
Nr. 10679	Capac maner bterie, cromat fara orificiu	Nr. 11682	Capac maner baterie, cromat cu orificiu
Nr. 10670	Maner baterie tip C, rheotronic®, cromat, pentru baterii cu 2 celule C sau ri-accu®		

Baza de incarcare si Accesorii

Nr. 10700	ri-charger® 2.5 V / 3.5 V / 230V, suport de perete	Nr. 10701	ri-charger® 2.5 V / 3.5 V / 120V, suport de perete
Nr. 10705	ri-charger®L 2.5 V / 3.5 V / 230V, suport de perete	Nr. 10706	ri-charger®L 2.5 V / 3.5 V / 120V, suport de perete
Nr. 10707*	Incarcator de priza pentru baterie reincarcabila Li-ion 3.5 V ri-accu®L [10694] pentru maner de baterie tip C, mufa EU fara baterie	Nr. 10708*	Incarcator de priza cu baterie reincarcabila Li-ion 3.5 V ri-accu®L [10694] pentru maner baterie de tip C, mufa EU
Nr. 10710	Suport de perete ri-charger®, cu suruburi si dopuri	Nr. 10712	Capac pentru compartimentul specula urechii pentru ri-charger®
Nr. 10711	Maner insertie de reducere de tip AA pentru ri-charger®	Nr. 10713	Capac pentru compartimentul specula urechii pentru ri-charger®L

* Pentru mai multe informatii despre incarcatorul plug-in, consultati [pagina 52](#).

Baterii

Nr. 10690	baterie reincarcabila Li-ion ri-accu®L tip AA 3.5 V pentru maner baterie de tip AA si ri-charger®L	Nr. 10691	baterie reincarcabila Li-ion ri-accu®L tip C 3.5 V pentru manerul bateriei tip C si ri-charger®L
Nr. 10694	baterie reincarcabila Li-ion ri-accu®L (maner cu priza) tip C 3.5 V pentru maner baterie tip C	Nr. 10680	baterie reincarcabila NIMH ri-accu® tip AA 2.5 V pentru manerele bateriei de tip AA
Nr. 10681	baterie reincarcabila NIMH ri-accu® tip C, 2.5 V pentru manerele bateriei de tip C	Nr. 10682	baterie reincarcabila NIMH ri-accu® tip C 3.5 V pentru manerele bateriei de tip C
Nr. 10685	Baterie alcalina tip AA 1.5 V, pachet de 4 buc.	Nr. 10686	Baterie alcalina tip C 1.5 V, pachet de 2 buc.

Baza de incarcare si accesorii si bateriile sunt compatibile cu Laringoscoapele. Vezi [pagina 47](#).

MANER USB-C

Maner baterie reincarcabila cu rheotronic®
Timp de lucru de 10 ore

Proiectat pentru
familia existenta de
dispozitive Riester
ri-scope® L



ri-derma®
DERMATOSCOPIE



ri-scope® L
OTOSCOPIE



ri-scope® L
OFTALMOSCOPIE

Un maner de incarcare USB-C versatil care va ofera timp de
functionare lung, interschimbabil cu gama larga de capete de
instrumente **Riester** inclusiv **ri-scope®** si **ri-derma®** 2.5 V si
3.5 V

- › Capacitate mai mare, cu timp de functionare de 10 ore.
- › Indicator de stare a bateriei vizibil pe maner. (LED-ul bicolor indica incarcarea completa, incarcarea sau bateria trebuie incarcata)
- › Incarcator cu gama larga (100 - 240 V).
- › Tehnologie universala de incarcare USB tip C.
- › Incarcat complet in 3,5 ore.



Nr. 10704	Maner pentru baterie USB tip C, 3.5 V cu baterie reincarcabila Li-ion si incarcator, EU
Nr. 10704.001	Maner pentru baterie USB tip C, 3.5 V cu baterie reincarcabila Li-ion si incarcator, AUS
Nr. 10704.002	Maner pentru baterie USB tip C, 3.5 V cu baterie reincarcabila Li-ion si incarcator, Marea Britanie
Nr. 10704.003	Maner pentru baterie USB tip C, 3.5 V cu baterie reincarcabila Li-ion si incarcator, SUA

LUMINA PUTERNICA, TEHNOLOGIE VERDE

Iluminare LED de 3.7 V si conventionala baterii alcaline - o combinatie aproape imposibila pana acum. Nu doar inovatie, ci arta. Noul e-scope® este amestecul perfect de tehnologie LED de varf, diagnosticare mai eficienta si o sursa de energie ecologica. Pentru ca e-scope® deschide noi baze cu inovatia sa mondiala, IPC (Integrated Power Converter): mai tanar, mai inteligent si mai ecologic.



Potentialul inovator al e-scope®

Tehnologie LED pentru otoscoap si oftalmoscoape cu lumina slaba, stralucitoare si alba. Lumina alba pura (aproximativ 5.500 K) asigura o iluminare alba si neutra din punct de vedere al culorilor, pe langa o diferentiere imbunatatita a culorilor, ajutand astfel o diagnosticare mai eficienta in comparatie cu becurile cu halogen sau xenon.

Otoscoape

Nr. 2100-200	e-scope® otoscop cu iluminare directa, Vacuum 2.7 V alb, in husa	Nr. 2101-200	e-scope® otoscop cu iluminare directa, Vacuum 2.7 V negru, in husa
Nr. 2100-201	e-scope® otoscop cu iluminare directa, XL 2.5 V alb, in husa	Nr. 2101-201	e-scope® otoscop cu iluminare directa, XL 2.5 V negru, in husa
Nr. 2110-202	e-scope® F.O. otoscop, XL 2.5 V, alb, in carcasa	Nr. 2111-202	e-scope® F.O. otoscop, XL 2.5 V, negru, in carcasa
Nr. 2110-203	e-scope® F.O. otoscop, LED 3.7 V, alb, in carcasa	Nr. 2111-203	e-scope® F.O. otoscop, LED 3.7 V, negru, in carcasa

Oftalmoscoape

Nr. 2120-200	e-scope® oftalmoscop XL 2.5 V, alb, in husa	Nr. 2121-200	e-scope® oftalmoscop XL 2.5 V, negru, in husa
Nr. 2122-201	e-scope® oftalmoscop XL 2.5 V, alb, in carcasa	Nr. 2123-201	e-scope® oftalmoscop XL 2.5 V, negru, in carcasa
Nr. 2122-203	e-scope® oftalmoscop LED 3.7 V, alb, in carcasa	Nr. 2123-203	e-scope® oftalmoscop LED 3.7 V, negru, in carcasa

Oto-/Oftalmoscop Seturi

Nr. 2130-200	e-scope® oto- cu iluminare directa Vacuum 2.7 V / oftalmoscop XL 2.5 V, alb, in pungă	Nr. 2131-200	e-scope® oto- cu iluminare directa Vacuum 2.7 V / oftalmoscop XL 2.5 V, negru, in husa
Nr. 2130-202	e-scope® F.O. oto-/ oftalmoscop XL 2.5 V, alb, in carcasa	Nr. 2131-202	e-scope® F.O. oto-/ oftalmoscop XL 2.5 V, negru, in carcasa
Nr. 2130-203	e-scope® F.O. oto-/ oftalmoscop LED 3.7 V, alb, in carcasa	Nr. 2131-203	e-scope® F.O. oto-/ oftalmoscop LED 3.7 V, negru, in carcasa

Speculi pentru e-scope®

Nr. 10775	specul ureche reutilizabil Ø 2.0 mm, 10 buc.	Nr. 10779	specul ureche reutilizabil Ø 2.5 mm, 10 buc.
Nr. 10783	specul ureche reutilizabil Ø 3.0 mm, 10 buc.	Nr. 10789	specul ureche reutilizabil Ø 4.0 mm, 10 buc.
Nr. 10795	specul ureche reutilizabil Ø 5.0 mm, 10 buc.		
Nr. 14061-531	specul unica folosinta Ø 2.5 mm, 100 buc.	Nr. 14061-532	specul unica folosinta Ø 2.0 mm, 100 buc.
Nr. 14061-533	specul unica folosinta Ø 3.0 mm, 100 buc.	Nr. 14061-534	specul unica folosinta Ø 4.0 mm, 100 buc.
Nr. 14061-535	specul unica folosinta Ø 5.0 mm, 100 buc.		

Tabelele de specule de unica folosinta sunt compatibile cu otosculul ri-scope® L1/L2.

Nr. 14062-531	specul unica folosinta Ø 2.5 mm, 500 buc.	Nr. 14062-532	specul unica folosinta Ø 2.0 mm, 500 buc.
Nr. 14062-533	specul unica folosinta Ø 3.0 mm, 500 buc.	Nr. 14062-534	specul unica folosinta Ø 4.0 mm, 500 buc.
Nr. 14062-535	specul unica folosinta Ø 5.0 mm, 500 buc.	Nr. 14063-531	specul unica folosinta Ø 2.5 mm, 1000 buc.
Nr. 14063-532	specul unica folosinta Ø 2.0 mm, 1000 buc.	Nr. 14063-533	specul unica folosinta Ø 3.0 mm, 1000 buc.
Nr. 14063-534	specul unica folosinta Ø 4.0 mm, 1000 buc.	Nr. 14063-535	specul unica folosinta Ø 5.0 mm, 1000 buc.



uni®

uni® I Otoscop

- › Cap otoscop, cromat, robust.
- › Cu conector de conectare.
- › Geam capac detasabil.
- › Lentila detasabila placata cu crom cu marire de 4x.
- › Cu lampa Vacuum, 2.5 V XL Xenon sau 3.5 V lampi Xenon.

uni® II Oftalmoscop

- › Lentile de corectie de la 0 la +20 si de la 0 la -20 dioptrii. Diafragma: cerc mare.
- › Cu lampi Xenon XL de 2.5 V sau Xenon de 3.5 V.

uni® III Otoscop/Oftalmoscop

- › Toate modelele sunt prevazute cu maner de baterie tip C pentru doua baterii tip C si cu reostat pentru reglarea intensitatii luminii.

Nr. 2010	uni® I otoscop, Vacuum 2.7 V, maner tip C	Nr. 2010-201	uni® I otoscop, XL 2.5 V, maner tip C
Nr. 2015-202	uni® I otoscop, XL 3.5 V, maner tip C pentru incarcator sau ri-charger®	Nr. 2020	uni® II oftalmoscop, XL 2.5 V, maner tip C
Nr. 2025-202	uni® II oftalmoscop, XL 3.5 V, maner tip C pentru incarcator sau ri-charger®	Nr. 2030	uni® III otoscop/oftalmoscop, Vacuum 2.7 V, maner tip C
Nr. 2030-201	uni® III otoscop/oftalmoscop, XL 2.5 V, maner tip C	Nr. 2035-202	uni® III otoscop/oftalmoscop, XL 3.5 V, maner tip C pentru incarcator cu priza sau ri-charger®

econom®

Setul complet pentru diagnostic

- › Lampa cu vid 2.7 V, 2.5 V Xenon sau lampi cu Xenon 3.5 V.
- › Sunt disponibile doua seturi: cu specul nazal extensibil sau cu specul nazal de Ø 9 mm (0,35in).
- › Alternativ furnizat cu lampi cu halogen sau xenon si manere reincarcabile cu baterii NIMH.
- › Specul nazal expandabil, metal cromat.
- › Iluminator cu brat indoit: metal cromat, pentru dimensiuni standard ale lamei limbii din lemn sau oglinzi laringiene, cu maner pentru baterie tip C pentru doua baterii tip C.



uni® I cap otoscop, uni® II cap oftalmoscop, specul nazal expandabil, iluminator cu brat indoit, 2 oglinzi laringiene nr. 3 si 4, suport-lama pentru limba, otoscop cu lampa de schimb (si pentru iluminatorul cu brat indoit).

Nr. 2050	uni® I otoscop, Vacuum 2.7 V/ uni® II oftalmoscop, XL 2.5 V, maner tip C
Nr. 2050-201	uni® I otoscop, XL 2.5 V/ uni® II oftalmoscop, XL 2.5 V, maner tip C
Nr. 2061-202	uni® I otoscop, XL 3.5 V/ uni® II oftalmoscop, XL 3.5 V, maner tip C pentru incarcator sau ri-charger®

uni® I cap otoscop, uni® II cap oftalmoscop, specul nazal 9 mm, iluminator cu brat indoit, 2 oglinzi laringiene nr. 3 si 4, suport-lama pentru limba, otoscop lampa de schimb (si pentru iluminatorul cu brat indoit).

Nr. 2050-525	uni® I otoscop, Vacuum 2.7 V/ uni® II oftalmoscop, XL 2.5 V, maner tip C
Nr. 2050-525-201	uni® I otoscop, XL 2.5 V/ uni® II oftalmoscop, XL 2.5 V, maner tip C
Nr. 2062-202	uni® I otoscop, XL 3.5 V/ uni® II oftalmoscop, XL 3.5 V, maner tip C pentru incarcator sau ri-charger®

Capete de instrumente uni®, econom® cu contact cu pini

Nr. 10420	uni® I cap otoscop, Vacuum 2.7 V, contact cu pini	Nr. 10419	uni® I cap otoscop, XL 2.5 V, contact cu pini
Nr. 10418	uni® I cap otoscop, XL 3.5 V, contact cu pini	Nr. 10423	uni® II cap oftalmoscop, XL 2.5 V, contact cu pini
Nr. 10416	uni® II cap oftalmoscop, XL 3.5 V, contact cu pini	Nr. 10443	iluminator cu brat indoit, Vacuum 2.7 V, contact cu pini
Nr. 10442	iluminator cu brat indoit, XL 2.5 V, contact cu pini	Nr. 10441	iluminator cu brati indoit XL 3.5 V, contact cu pini
Nr. 10440	specul nazal, cromat	Nr. 10445	suport-lama pentru limba
Nr. 10447	o pereche de oglinzi laringiene, 2 buc.		

Piese de schimb si Accesorii

Pentru instrumente pentru ORL si instrumente oftalmologice

Lampi de schimb

Nr. 10421	Vacuum 2.7 V becuri pentru uni® otoscop/speculight, 6 buc.	Nr. 10488	Vacuum 2.7 V becuri, pentru pen-scope si e-scope® otoscop cu iluminare directa, 6 buc
Nr. 14050	Vacuum 2.7 V becuri, pentru pen-scope si e-scope® oftalmoscop, 6 buc.		

Lampi de schimb Xenon XL/HL 2.5 V

Nr. 10424	Becuri XL 2.5 V pentru oftalmoscop uni®, 6 buc.	Nr. 10473	Becuri XL 2.5 V pentru pen-scope si e-scope® oftalmoscop, 6 buc.
Nr. 10590	XL 2.5 V becuri pentru uni® otoscop, 6 buc.	Nr. 10489	Becuri XL 2.5 V pentru pen-scope, otoscop, ri-scope® L1 si e-scope® otoscop cu iluminare directa, 6 buc.
Nr. 10600	Becuri XL 2.5 V pentru otoscop ri-mini®, ri-scope® L2/L3 otoscope, conductor de lumina, specul nazal, suport-lama pentru limba. e-scope® F.O. otoscop si EliteVue 6 buc.	Nr. 10602	Becuri HL 2.5 V pentru otoscop operational ri-scope® (uman/veterinar) si ri-derma, 6 buc.
Nr. 10605	Becuri XL 2.5 V pentru oftalmoscop ri-mini®, ri-scope® L1/L2/L3, e-scope® oftalmoscop si ri-derma, 6 buc.	Nr. 10615	Becuri HL 2.5 V pentru fanta retinoscop ri-scope®, 6 buc.
Nr. 10620	Becuri HL 2.5 V pentru spot retinoscop ri-scope®, 6 buc.	Nr. 11178	Becuri XL 2.5 V, ri-pen®, si e-xam, 6 buc.

Lampi de schimb Xenon XL 3.5 V

Nr. 10592	Becuri XL 3.5 V pentru otoscop uni®, 6 buc.	Nr. 10593	Becuri XL 3.5 V pentru oftalmoscop uni®, 6 buc.
Nr. 10487	Becuri XL 3.5 V pentru otoscop ri-scope® L1, 6 buc.	Nr. 10607	Becuri XL 3.5 V pentru otoscop ri-scope® L2/L3 si EliteVue, 6 buc.
Nr. 10608	Becuri XL 3.5 V pentru oftalmoscop ri-scope® L1/L2/L3 si ri-derma, 6 buc.	Nr. 10609	Becuri XL 3.5 V pentru otoscop operational ri-scope® (uman/veterinar), 6 buc.
Nr. 10610	Becuri XL 3.5 V pentru fanta retinoscop ri-scope®, 6 buc.	Nr. 10611	Becuri XL 3.5 V pentru spot retinoscop ri-scope®, 6 buc.

Lampi de schimb LED 2.5/ 3.5 V

Nr. 10624	Bec LED 2.5 V pentru oftalmoscop ri-scope® L1/L2/L3	Nr. 10625	Bec LED 2.5 V pentru otoscop ri-scope® L2/L3, ri-derma, conductor de lumina, specul nazal si suport-lama pentru limba si EliteVue.
Nr. 10626	Bec LED 2.5 V pentru otoscop ri-scope® L2/L3, ri-derma si EliteVue.	Nr. 10627	Bec LED 3.5 V pentru oftalmoscop ri-scope® L1/L2/L3
Nr. 12320	Bec LED 2.5 V pentru e-xam	Nr. 14041	Bec LED 3.7 V pentru e-scope® F.O. otoscop
Nr. 14051	Bec de rezerva LED 3.7 V pentru oftalmoscop e-scope®		

Accesorii

Nr. 11449	Lentila de operare pentru otoscop ri-scope® L	Nr. 11448	Otoscop uni® lupa pivotanta, contact cu pini
Nr. 11564	Lupa pivotanta, specul nazal ri-scope®	Nr. 10965	Lupa separata oftalmoscop ri-scope®
Nr. 10960	Bec pentru test pneumatic	Nr. 10961	Conector pentru test pneumatic
Nr. 11975	Punga de plastic, transparenta, ri-pen®N	Nr. 12421	Husa din nailon pentru e-scope® si uni®, negru
Nr. 12429	Husa oftalmoscop e-scope®	Nr. 12475	Husa pentru pen-scope, ri-mini® oto-/oftalmoscop, negru
Nr. 12476	Husa pentru pen-scope, ri-mini® oftalmoscop si ri-pen®	Nr. 12426	Carcasa pentru otoscop e-scope®
Nr. 10917	Carcasa pentru E.N.T. set, negru	Nr. 10921	Carcasa pentru de luxe, praktikant set, negru
Nr. 10927	Carcasa pentru retinoscop ri-scope®, negru	Nr. 10929	Carcasa pentru ri-vision set, negru
Nr. 10930	Schiötz carcasa, negru	Nr. 11179	Carcasa pentru ri-light, negru/transparent
Nr. 10428	Carcasa pentru otoscop uni®, negru	Nr. 10450	Carcasa pentru otoscop econom®, negru
Nr. 10900	Carcasa pentru otoscop ri-mini® si e-scope® otoscope, negru	Nr. 10901	Carcasa pentru oftalmoscop ri-mini®, negru
Nr. 10902	Carcasa pentru oto-/oftalmoscop ri-mini®, negru	Nr. 10910	Carcasa pentru otoscop ri-scope®, negru
Nr. 10911	Carcasa pentru oftalmoscop ri-scope®, negru	Nr. 10912	Carcasa pentru oto-/oftalmoscop ri-scope®, negru
Nr. 10915	Carcasa pentru perfect set, negru		

Carcasa: Carcasa de protectie rigida cu insertii

All Pupil II

Oftalmoscop Indirect

- › Riester's All Pupil II foloseste lentile special acoperite si taiate cu laser individual pentru o vedere optima - in fiecare zi.
- › Oftalmoscopul indirect de la Riester cantareste doar 730 grame in versiunea wireless, inclusiv baterie Li-ion de inalta performanta. De asemenea, vine echipat cu o banda tapitata deosebit de moale si confortabila.



Nr. 3990	All Pupil II wireless cu acumulator litiu, statie de incarcare	Nr. 3990-400	All Pupil II Xenon wireless cu filtru albastru, acumulator Li-ion si baza de incarcare, fara difuzor
Nr. 3991	All Pupil II cablu conector	Nr. 3991-400	All Pupil II cablu Xenon conectat cu filtru albastru
Nr. 3992	All Pupil II LED wireless cu acumulator Li-ion, statie de incarcare	Nr. 3992-400	All Pupil II LED wireless cu filtru albastru, acumulator Li-ion si baza de incarcare, fara difuzor
Nr. 3993	All Pupil II LED cablu conector	Nr. 3993-400	All Pupil II Cablu LED conectat, cu filtru albastru

Seturi

Nr. 3994	Set I All Pupil II LED wireless cu acumulator Li-ion, statie de incarcare	Nr. 3994-400	Set I All Pupil II LED wireless cu filtru albastru, acumulator Li-ion si baza de incarcare, fara difuzor
Nr. 3995	Set I All Pupil II Xenon wireless cu acumulator Li-ion, statie de incarcare	Nr. 3995-400	Set I All Pupil II Xenon wireless cu filtru albastru, Li-ion acumulator si baza de incarcare, fara difuzor
Nr. 3996	Set II All Pupil II Cablu Xenon conectat cu un acumulator portabil	Nr. 3996-400	Set II All Pupil II Cablu Xenon conectat cu filtru albastru, acumulator portabil, fara difuzor
Nr. 3997	Set III All Pupil II Cablu Xenon cu atasament de perete stationar	Nr. 3997-400	Set III All Pupil II Cablu xenon conectat cu filtru albastru, montat pe perete, fra difuzor
Nr. 3998	Set II All Pupil II Cablu LED conectat cu un acumulator portabil	Nr. 3998-400	Set II All Pupil II Cablu LED conectat cu filtru albastru, acumulator portabil, fara difuzor
Nr. 3999	Set III All Pupil II cablu conectat cu un atasament de perete stationar	Nr. 3999-400	Set III All Pupil II LED cu cablu, filtru albastru

Accesorii

Nr. 12779	LED pentru All Pupil II LED	Nr. 12780	Baterie portabila pentru cablu conectat All Pupil II
Nr. 12781	Atasament de perete stationar pentru cablu conectat All Pupil II	Nr. 12782	All Pupil II teaching Mirror
Nr. 12783	All Pupil II Becuri XL (2 buc.)	Nr. 12784	Depresor are pentru All Pupil II
Nr. 12785	Depresor mic pentru All Pupil II	Nr. 12786	Diagrame fundus pentru All Pupil II
Nr. 12787	Geanta de transport pentru All Pupil II	Nr. 12944	Sina de montare pentru bara de sprancene

schiotz tonometru

Tonometru pentru ochi de inalta precizie pentru masurarea presiunii intraoculare

- › Rulment de agat de inalta calitate pentru o durata de viata extrem de lunga
- › Masurare de precizie pe o scara de la 0 la 20 de subdiviziuni si de la 0 la -1 subdiviziuni
- › Citirea perfecta a scalei cu indicator rosu
- › Toate piesele vitale sunt fabricate din otel inoxidabil, celelalte parti sunt cromate
- › Complet intr-o carcasa neagra de lux, cu insertii cu aspect de catifea
- › Livrat cu 4 greutate (5.5 g, 7.5 g, 10 g, 15 g) si o masa de conversie



Nr. 5110	schiotz Un tonometru, scara dreapta, argintie	Nr. 5111	schiotz Tonometru B, scara inclinata, argintiu
Nr. 5112	schiotz Tonometru C, scara inclinata, argintiu	Nr. 5113	schiotz Tonometru C, scara inclinata, auriu
Nr. 5114	schiotz Tonometru C, scara inclinata, argintie cu 4 greutate		

Accessories

Nr. 11129	Greutate 5.5 g, schiotz	Nr. 11130	Greutate 7.5 g, schiotz
Nr. 11131	Greutate 10 g, schiotz	Nr. 11132	Greutate 15 g, schiotz
Nr. 11133	Buton pin, Schiötz		

LUMINA STRALUCITOARE PENTRU DIAGNOSTIC EFICIENT

Este esential ca farurile de examen sa asigure o iluminare optima, dar de asemenea, se potrivesc corect si raman confortabil pentru practicanti.

Nivelul ridicat de confort la purtare insemna functionare neobositoare chiar si dupa perioade lungi de utilizare. Configuratia inovatoare a luminii garanteaza conditii optime de vizualizare. Farurile de examinare Riester sunt dezvoltate si fabricate in Germania.



ri-focus® LED

Lampa frontala puternica cu lampa LED focala.

- › Versiunea cu banda pentru cap, cu compartiment pentru baterii incorporat si mufa de incarcare integrata, poate fi echipata optional cu 2 baterii cu litiu de dimensiune CR 123 A, 4 baterii de dimensiune AAA (alcaline) sau 4 baterii reincarcabile de dimensiune AAA (NIMH).
- › Curatarea benzii este usoara prin captuseala interioara, detasabila si lavabila.
- › Deosebit de confortabil cu bentita echilibrata, reglabila la infinit.
- › Utilizati fara cabluri care impiedica.
- › Intrerupator pornit/oprit pe compartimentul bateriei.
- › Mufa de incarcare pentru incarcator integrata in compartimentul bateriei.
- › Lampa LED focala la o distanta de 40 cm / 15,75 in aprox. Ø 40 mm / 1,57 in. - Ø 200 mm 7,87 in, reglabil la infinit.
- › LED alb, 1 Watt, 6.200 K, 6 V
- › 7.100 Lux la 500 mm / 19.69 in, 17.500 Lux la 300 mm / 11.81 in.
- › Functionare cu baterie: aproximativ 4 ore cu baterii cu litiu, aproximativ 90 min. cu baterii alcaline tip AAA.
- › Functionare cu baterie reincarcabila: aproximativ 90 min. cu baterie complet incarcata.
- › Greutate: 210g / 0,46 lb fara baterii, 242g / 0,54 lb cu baterii cu litiu CR 123 A, 259g / 0,57 lb cu baterii reincarcabile AAA.



Nr. 6090	ri-focus® LED cu baterii litiu de unica folosinta CR 123 A (2 buc.)
Nr. 6091	ri-focus® LED cu baterii reincarcabile NIMH AAA (4 buc.) si incarcator 230 V
Nr. 6092	ri-focus® LED cu baterii reincarcabile NIMH AAA (4 buc.) si incarcator 120 V
Nr. 11287	2 baterii cu litiu de unica folosinta CR 123 A (2 buc.)
Nr. 11288	Baterii NIMH reincarcabile de tip AAA (4 buc.)

ziegler

Oglinda pentru cap

No. 6005	ziegler Ø 90 mm	No. 11305	banda pentru cap, neagra
No. 11312	ziegler doar oglinda pentru cap, Ø 90 mm		



clar N

Banda pentru cap ajustabila cu LED si oglinda

Nr. 6070	clar N Vacuum 6 V cu baterii litiu	Nr. 6072	clar N LED 6 V cu baterii litiu
Nr. 6074	clar N Vacuum 6 V cu baterii reincarcabile NIMH si incarcator 120 V	Nr. 6075	clar N LED 6 V cu baterii reincarcabile NIMH si incarcator 120 V
Nr. 6071	clar N Vacuum 6 V cu baterii reincarcabile NIMH si incarcator 230 V	Nr. 6073	clar N LED 6 V cu baterii reincarcabile NIMH si incarcator 230 V
Nr. 11280	Doar oglinda frontala, Ø 55 mm, vacuum bec 6 V	Nr. 11281	Doar oglinda frontala, Ø 55 mm, bec LED 6 V
Nr. 11295	Banda pentru cap, neagra cu container pentru baterii		

ri-magic® HPLED

Iluminare flexibila in cabinete si spitale.

- › Cea mai moderna tehnologie LED, asemanatoare cu lumina zilei si de inalta performanta; ideal pentru examinari si proceduri mai mici.
- › Durata de viata a lampii de pana la 50.000 de ore, inlocuirea nu mai este necesara.
- › 100.000 de lux la o distanta de 40 cm / 15,75 in.
- › Incalzire si pierderi de energie semnificativ mai mici.
- › Dispozitivul de focalizare din partea frontala a capului de lumina permite ajustarea exacta a dimensiunii zonei de examinare iluminate.
- › Foarte flexibil, bratul lung special poate fi indoit in toate directiile, lumina ramane fixa in pozitia aleasa.
- › Maner simplu de utilizat cu reostat pentru reglarea infinita a intensitatii luminii.
- › Cablu de alimentare cu gama larga pentru 230V/120V.
- › Disponibil cu prize pentru a se potrivi cu prizele electrice din tara dumneavoastra, la cerere.
- › Sursa de alimentare montata pe stalp (optional).
- › Disponibil cu clema, suport de perete sau baza mobila.



Nr. 6250	ri-magic® HPLED Mobil, Adaptor AC 230V/120V	Nr. 6240	ri-magic® HPLED perete, adaptor AC 230V/120V
Nr. 6252	ri-magic® HPLED Mobil, bloc de alimentare fixat pe suportul mobil, adaptor AC 230V/120V	Nr. 6230	ri-magic® HPLED birou, adaptor AC 230V/120V cu clema universala

Accesorii

Nr. 11340	adaptor AC 230/120 V	Nr. 11284*	incarcator 230 V
Nr. 11286*	incarcator 120 V	Nr. 11353	suport perete
Nr. 11354	clema universala	Nr. 11343	Baza suportului mobil, rotita si tub cu adaptor
Nr. 11344	Adaptor	Nr. 12851	Adaptor UK pentru alimentare
Nr. 12849	Adaptor US pentru alimentare	Nr. 12852	Adaptor AU pentru alimentare
Nr. 12850	Adaptor EU pentru alimentare		

*Incarcatoarele sunt compatibile cu ri-magic®, ri-focus®, si clarN.

e-xam

Lanternă de diagnosticare

- › Cu iluminare LED pre-focalizata de 2,5 V XL sau 2,5 V.
- › Include suport-lama pentru limba, fara baterii.
- › Versiune LED: validare fotobiologica ca lampa de diagnosticare pentru elevi conform EN 62471:2008.



Nr. 5130-01	e-xam, 2.5 V Xenon, negru	Nr. 5130-02	e-xam, 2.5 V Xenon, alb
Nr. 5131-01	e-xam, 2.5 V LED, negru	Nr. 5131-02	e-xam, 2.5 V LED, alb
Nr. 12320	Bec LED 2.5 V, 1 buc.	Nr. 11178	Bec Xenon 2.5 V, 6 buc.

ri-pen®

Lanternă de diagnosticare

- › Cu LED de 3V, 5.000 Kelvin.
- › Validare fotobiologica ca lampa de diagnostic pentru elevi conform EN 62471:2008.
- › Inclusiv 2 baterii tip AAA.
- › Carcasa exteriora din aluminiu cu lacuire speciala dezinfectabila.
- › Fintie simpla de pornire/oprire prin contactul cu clema metalica.
- › Se livreaza individual sau in pachete de 6 (culori asortate sau sase pe culoare).

Nr. 5075	ri-pen® negru, 6 buc.	Nr. 5075-526	ri-pen® black, 1 buc.
Nr. 5074	ri-pen® argintiu, 6 buc.	Nr. 5074-526	ri-pen® silver, 1 buc.
Nr. 5077	ri-pen® rosu, 6 buc.	Nr. 5077-526	ri-pen® red, 1 buc.
Nr. 5071	ri-pen® albastru, 6 buc.	Nr. 5071-526	ri-pen® blue, 1 buc.
Nr. 5078	ri-pen® violet, 6 buc.	Nr. 5078-526	ri-pen® purple, 1 buc.
Nr. 5072	ri-pen® verde, 6 buc.	Nr. 5072-526	ri-pen® green, 1 buc.
Nr. 5070	ri-pen® culori asortate, 6 buc.		



SuperVu Lupe Binoculare Galileene

Priectate pentru confort si performanta

- › Marire 2.0x, 2.5x si 3.0x
- › Miscarea in timp ce mentine claritatea focala, este posibila datorita superioritatii profundizimii vizuale. Bara usoara din aluminiu cu pupilar individual reglarea ofera lupelor montate stabilitate si focalizare optima, aliniere, eliminand durerile de cap si oboseala ochilor.
- › Ideal pentru examinari oculare si dentare, precum si pentru chirurgie plastica si profesionisti veretinari.
- › Greutate totala inclusiv rama de ochelari aproximativ 99g.
- › **Optiuni:** Alegeti intre rama usoara de ochelari Riester sau sistemul de banda pentru sprancene pentru utilizarea lupelor dvs.



SuperVu Galilean fara rama de ochelari sau banda pentru sprancene

Nr. 3960-620	SuperVu Galilean 2.0 x, la 34 cm distanta lucratoare	Nr. 3962-620	SuperVu Galilean 2.0 x, la 46 cm distanta lucratoare
Nr. 3960-625	SuperVu Galilean 2.5 x, la 34 cm distanta lucratoare	Nr. 3961-625	SuperVu Galilean 2.5 x, la 42 cm distanta lucratoare
Nr. 3962-625	SuperVu Galilean 2.5 x, la 46 cm distanta lucratoare	Nr. 3963-625	SuperVu Galilean 2.5 x, la 50 cm distanta lucratoare
Nr. 3960-630	SuperVu Galilean 3.0 x, la 34 cm distanta lucratoare	Nr. 3961-630	SuperVu Galilean 3.0 x, la 42 cm distanta lucratoare

SuperVu HiRes Lupe Binoculare Galileene

- › Confortul pacientului.
- › Distanța mai mare în timpul tratamentului face ca pacienții să se simtă vizibil mai bine și mai relaxați.
- › Mai multe grade de marire.
- › Lupele Riester funcționează în conformitate cu cerințele dumneavoastră.

SuperVu Galilean HiRes 3.0 x fara rama de ochelari sau banda pentru sprancene

Nr. 3970-630	SuperVu Galilean HiRes 3.0 x, la 34 cm distanta lucratoare	Nr. 3971-630	SuperVu Galilean HiRes 3.0 x, la 42 cm distanta lucratoare
Nr. 3972-630	SuperVu Galilean HiRes 3.0 x, la 46 cm distanta lucratoare	Nr. 3973-630	SuperVu Galilean HiRes 3.0 x, la 50 cm distanta lucratoare



XL Advantage Lupe Binoculare

- › Marire mai mare pentru proceduri chirurgicale avansate.
- › Calitatea prismatica inalta asigura o imagine fidela.
- › Reproducerea exacta a culorilor excelenta, potrivita pentru aplicatii complexe.
- › Lentilele de precizie XL sunt tratate cu un strat de protectie nereflectant pentru a obtine o imagine excelenta. Ideal pentru proceduri foarte precise in toate domeniile de aplicare.

XL Advantage System fara rama de ochelari sau banda pentru sprancene

Nr. 3980-635	XL Advantage 3.5X, la 34cm distanta lucratoare	Nr. 3981-635	XL Advantage 3.5X, la 42 cm distanta lucratoare
Nr. 3982-635	XL Advantage 3.5X, la 46 cm distanta lucratoare	Nr. 3980-645	XL Advantage 4.5X, la 34 cm distanta lucratoare
Nr. 3981-645	XL Advantage 4.5X, la 42 cm distanta lucratoare		

Piese de schimb si accesorii pentru lupe binoculare

Nr. 12760	Capace de protectie pentru SuperVu Galilean	Nr. 12761	Capac de protectie pentru SuperVu Galilean HiRes
Nr. 12762	+1D cap de distanta si apropiere pentru SuperVu Galilean	Nr. 12763	+1D cap de distanta si apropiere pentru SuperVu Galilean HiRes
Nr. 12765	K-LED. Sistem cu incarcator	Nr. 12767	Capac de protectie (2 buc.) pentru XL Advantage
Nr. 12770	Rama pentru ochelari, negru fara lupa	Nr. 12771	Banda pentru sprancene, fara lupa

Stetoscoape



Auscultatie perfecta prin cercetare si dezvoltare

Stetoscoape Riester 2.0 – pur si simplu auz mai bun!

Cu saizeci de ani experienta in domeniul dezvoltarii si fabricarii de stetoscoape, combinate cu puterea sa inoveze si fara compromisuri standarde inalte sinonime cu o companie globala de succes, Riester s-a regasit in pozitia perfecta pentru a-si reproiecta gama de stetoscoape. Complet reproiectat, **cardiophon 2.0** si **duplex® 2.0** este imbunatatirea performantelor in ceea ce priveste acustica stetoscopului. Asculta pentru tine...

cardiophon 2.0

Stetoscop Cardiologie

- › Sistem acustic inovator cu auscultare extraordinara pentru toate gamele de frecventa.
- › Piesa dubla de inalta precizie din otel inoxidabil.
- › Membrana speciala bilaterala pentru acustica precisa, Ø 44 mm si 32 mm (1,73 in si 1,26 in).
- › Binaurala de forma anatomica cu arc multiplu intern pentru reglarea presiunii de contact.
- › Capete pentru urechi foarte moi, inlocuibile si pivotante pentru o etansare perfecta a canalului urechii si un confort sporit la purtare.
- › Tub in Y cu cai separate de conducere a sunetului pentru urechea stanga si dreapta, cu transmisie audio deosebit de buna.
- › Lungime totala: 71 cm (27,95 in).
- › Greutate: 204 g (0,45 lb).
- › Fara latex.

Nr. 4240-01 **cardiophon 2.0**, otel inoxidabil, negru

Nr. 4240-03 **cardiophon 2.0**, otel inoxidabil, albastru

Nr. 4240-04 **cardiophon 2.0**, otel inoxidabil, burgundy





duplex® 2.0

Noul duplex® 2.0 ofera acustica intr-o clasa proprie pentru auscultarea perfecta a adultilor si copiilor.

- › Sistem acustic inovator cu auscultare extraordinara pentru toate gamele de frecventa.
- › Piesa dubla de precizie din otel inoxidabil sau aluminiu, cu membrana speciala pentru o acustica precisa, Ø 44 mm si 32 mm (1,72 in si 1,26 in), cu noi jante anti racire pentru un confort imbunatatit al pielii.
- › Capete pentru urechi foarte moi, inlocuibile si pivotante pentru o etansare perfecta a canalului urechii.
- › Lungime totala: 74 cm (29,13 in).
- › Greutate: 151 g / 0,33 lb (otel inoxidabil), 97 g / 0,21 lb (aluminiu).
- › Fara latex.

Nr. 4210-01	duplex® 2.0, otel inoxidabil, negru	Nr. 4200-01	duplex® 2.0, aluminiu, negru
Nr. 4210-02	duplex® 2.0, otel inoxidabil, alb	Nr. 4200-02	duplex® 2.0, aluminiu, alb
Nr. 4210-03	duplex® 2.0, otel inoxidabil, albastru	Nr. 4200-03	duplex® 2.0, aluminiu, albastru
Nr. 4210-04	duplex® 2.0, otel inoxidabil, rosu	Nr. 4200-04	duplex® 2.0, aluminiu, rosu
Nr. 4210-05	duplex® 2.0, otel inoxidabil, verde	Nr. 4200-05	duplex® 2.0, aluminiu, verde
		Nr. 4201-01	duplex® 2.0, aluminiu, editie neagra

duplex® 2.0 bebelus

Noul duplex® 2.0 baby a fost dezvoltat special pentru bebelusi si copii. Finisarea de precizie a piesei duble de piept garanteaza performante acustice ridicate.

- › Piesa dubla de precizie din otel inoxidabil.
- › Membrana speciala pentru o acustica precisa, Ø32 mm (1,26 in.), cu noi jante anti racire pentru o adaptare imbunatatita pe piele.
- › Clopot: Ø23,5 mm (0,93 in.).
- › Lungime totala: 69 cm (27,17 in.).
- › Greutate: 124 g (0,27 lb.).
- › Fara latex.



Nr. 4220-01	duplex® 2.0 baby, otel inoxidabil, negru	Nr. 4220-02	duplex® 2.0 baby, otel inoxidabil, alb
Nr. 4220-04	duplex® 2.0 baby, otel inoxidabil, rosu	Nr. 4220-05	duplex® 2.0 baby, otel inoxidabil, verde



duplex® 2.0 neonatal

Piesa toracica dubla cu finisare extra fina a noului duplex® 2.0 neonatal permite auscultarea perfecta a nou-nascutilor si bebelusilor.

- › Pies dubla de precizie extra fina din otel inoxidabil.
- › Membrana speciala pentru o acustica precisa, Ø 24 mm (0.94 in), cu noi jante anti racire pentru o adaptare imbunatatita pe piele.
- › Clopot: Ø 17.5mm (0.69 in).
- › Lungime totala: 69 cm (27.17 in).
- › Greutate: 105 g (0.23 lb).
- › Fara latex.

Nr. 4230-01	duplex® 2.0 neonatal, otel inoxidabil, negru	Nr. 4230-02	duplex® 2.0 neonatal, otel inoxidabil, alb
Nr. 4230-04	duplex® 2.0 neonatal, otel inoxidabil, rosu	Nr. 4230-05	duplex® 2.0 neonatal, otel inoxidabil, verde

pinard

Stetoscopul pinard este folosit pentru a ausculta zgomotele cardiace ale fatului. Forma clopotului asigura o acustica deosebit de buna.

- › Disponibil in doua modele: plastic robust sau aluminiu lustruit deosebit de usor.
- › Se livreaza intr-o cutie de carton.



Nr. 4190	pinard, plastic	Nr. 4191	pinard, aluminiu
----------	-----------------	----------	------------------

duplex®

The **duplex®** offers outstanding acoustic performance with considerably improved acoustic features, providing excellent value for money in the office practice and hospital.

- › Acustic excelenta in toate intervalele de frecventa relevante.
- › Piesa de piept cu doua capete disponibila in doua tipuri: alama cromata sau aluminiu special usor, galvanizat.
- › Membrana speciala pentru o auscultare perfecta, Ø 48 mm (1,89 in), cu jante moi anti racire pentru o adaptare imbunatatita pe piele.
- › Clopot: Ø 36 mm (1,42 in).
- › Lungime totala: 77 cm (30,32 in).
- › Lungime totala: 77 cm (30,32 in).
- › **duplex®** este furnizat cu o pereche de varfuri de schimb pentru urechi si o membrana de inlocuire.
- › Disponibil si ca **duplex® baby** si **duplex® neonatal** si **duplex® Teaching Stethoscope**

Nr. 4001-01	duplex® , aluminiu, negru	Nr. 4001-02	duplex® , aluminiu, gri ardezie
Nr. 4031-03	duplex® , aluminiu, albastru	Nr. 4033-05	duplex® , aluminiu, verde
Nr. 4011-01	duplex® , cromat, negru	Nr. 4011-02	duplex® , cromat, gri ardezie
Nr. 4011-03	duplex® , cromat, albastru	Nr. 4011-05	duplex® , cromat, verde
Nr. 4041	duplex® baby , aluminiu, albastru	Nr. 4051	duplex® neonatal , aluminiu, albastru
Nr. 4002-02	duplex® Teaching Stethoscope , otel inoxidabil, gri ardezie		



tristar®

- › Acustica excelenta in toate domeniile de aplicare.
- › Membrane speciale, Ø 48 mm (1,89 in), 36 mm (1,42 in), 28 mm (1,10 in), pentru o acustica optima pentru fiecare piesa de piept.
- › Jante deosebit de plate si moi, anti racire, pentru o adaptare imbunatatita la piele.
- › Trei clopote: Ø 36 mm (1,42 in), 28 mm (1,10 in), 24 mm (0,95 in).
- › Etansarea optima a canalului auditiv extern cu varfuri moi, inlocuibile, cu filet metalic.
- › Tub Y deosebit de puternic din PVC pentru o acustica optima pentru a proteja impotriva sunetelor nedorite.
- › Lungime totala: 79 cm (31,10 in), 78,5 cm (30,91 in), 78 cm (30,71 in).
- › Fara latex


Tristar este furnizat cu doua perechi de varfuri de schimb pentru urechi, cate o membrana de inlocuire si o placuta de identificare.

Nr. 4091 **tristar®**, gri ardezie cu 3 piese de piept

Nr. 4093 **tristar®**, albastru cu 3 piese de piept

anestophon

- › Manevrare ergonomica datorita designului nou: cufar din aluminiu extraordinar de plat, piesa fara margini, usor de impins sub manseta la masurarea tensiunii arteriale. Fara latex.
- › Membrana speciala, Ø 48 mm (1,89 in), cu margini deosebit de plate si noi anti racire pentru o adaptare imbunatatita pe piele.
- › Biaural cromat mat, care poate fi reglat prin rotire.
- › Varfuri moi, inlocuibile cu filet metalic pentru etansare confortabila si eficienta pentru canalul auditiv extern.
- › Tub Y ranforsat din PVC pentru a proteja impotriva sunetelor deranjante.
- › Lungime totala: 77 cm (30,32 in).
- › **anestophon** este furnizat intr-o cutie de afisare din carton cu o pereche de varfuri de schimb pentru urechi si o membrana de inlocuire.




Nr. 4177-01 **anestophon**, aluminiu, negru

Nr. 4177-02 **anestophon**, aluminiu, gri ardezie

Nr. 4177-03 **anestophon**, aluminiu, albastru

- ▶ Tub dublu puternic, cu cai separate de conducere a sunetului pentru fiecare ureche, cu o conductivitate audio extraordinară.
- ▶ Alegerea lungimii tubului: 40 cm (15,75 in) sau 80 cm (31,50 in).
- ▶ Piesa dubla solidă, cromată, cu două laturi cu membrana, Ø 45 mm (1,77 in); 32 mm (1,26 in).
- ▶ Ambele parti ale membranei pot fi remontate rapid și ușor, utilizând conexiunile cu suruburi ale clopotelor incluse: Ø 33,5 mm (1,32 in); 27,3 mm (1,08 in); 20,3 mm (0,80 in).
- ▶ **ri-rap®** este furnizat cu o cutie de piese de schimb care conține trei clopote, fiecare cu o membrana transparentă, precum și două perechi de varfuri de schimb pentru urechi.



Nr. 4150-01 **ri-rap®**, cromat, tub dublu 40 cm, negru

Nr. 4155-01 **ri-rap®**, cromat, tub dublu 80 cm, negru

Nr. 4150-03 **ri-rap®**, cromat, tub dublu 40 cm, albastru

Nr. 4155-03 **ri-rap®**, cromat, tub dublu 80 cm, albastru

Piese de schimb și Accesorii

Binaural cu varfuri pentru urechi și tub, fara latex

Nr. 13216	cardiophon 2.0 arc integrat, tub cu două canale, visiniu	Nr. 13220	cardiophon 2.0 arc integrat, tub cu două canale, negru
Nr. 13222	cardiophon 2.0 arc integrat, tub cu două canale, albastru	Nr. 13223	Binaural cu tuburi Y, duplex® 2.0 , negru
Nr. 13224*	Binaural cu tuburi Y, duplex® 2.0 , alb	Nr. 13225	Binaural cu tuburi Y, duplex® 2.0 , albastru
Nr. 13226*	Binaural cu tuburi Y, duplex® 2.0 , roșu	Nr. 13227*	Binaural cu tuburi Y, duplex® 2.0 , verde
Nr. 13228	Binaural cu tuburi Y, duplex® 2.0 , editie neagra	Nr. 11065-01**	Binaural cu tuburi Y, duplex® , anestophon , negru
Nr. 11065-02**	Binaural cu tuburi Y, duplex® , anestophon , gri ardeziu	Nr. 11060-03**	Binaural cu tuburi Y, duplex® , anestophon , albastru
Nr. 11061-01**	Binaural cu tuburi Y, duplex® , verde	Nr. 11068-02	Binaural cu tuburi Y, tub conector, tristar® , gri ardeziu
Nr. 11068-03	Binaural cu tuburi Y, tub conector, tristar® , albastru	Nr. 11070-01	Binaural cu tub dublu de 40 cm, ri-rap® , negru
Nr. 11070-03	Binaural cu tub dublu de 40 cm, ri-rap® , albastru	Nr. 11071-01	Binaural cu tub dublu de 80 cm, ri-rap® , negru
Nr. 11071-03	Binaural cu tub dublu de 80 cm, ri-rap® , albastru		

*Numerele sunt compatibile cu **duplex® 2.0**, **duplex® 2.0 baby** și **duplex® 2.0 neonatal**

Numerele sunt compatibile cu **duplex®, **duplex® baby** și **duplex® neonatal**

Binaural cu varfuri pentru urechi, fara tub

Nr. 11080*	Binaural duplex® , anestophon	Nr. 11083	Binaural ri-rap
------------	---	-----------	------------------------

*Numerele sunt compatibile cu **duplex®**, **duplex® baby** și **duplex® neonatal**

Piesa pentru piept

Nr. 13229	Piesa pentru piept dublu, din otel inoxidabil, cardiophon 2.0	Nr. 13230	Piesa pentru piept dubla, aluminiu, duplex® , argintiu
Nr. 13231*	Piesa pentru piept dubla, din otel inoxidabil, duplex® 2.0	Nr. 13232	Piesa pentru piept dubla, aluminiu, duplex® 2.0 , negru
Nr. 13233	Piesa pentru piept dubla, din otel inoxidabil, duplex® 2.0 baby	Nr. 13234	Piesa pentru piept dubla, otel inoxidabil, duplex® 2.0 neonatal
Nr. 11008	Piesa pentru piept dubla, din aluminiu, duplex®	Nr. 11010	Piesa pentru piept dubla, cromat, duplex®
Nr. 11015	Piesa pentru piept dubla, aluminiu, duplex® baby	Nr. 11018	Piesa pentru piept dubla, aluminiu, duplex® neonatal
Nr. 11035	Piesa pentru piept dubla (adult), aluminiu, tristar®	Nr. 11036	Piesa pentru piept dubla (copii), aluminiu, tristar®
Nr. 11038	Piesa pentru piept dubla (copil) aluminiu, tristar®	Nr. 11027	Piesa pentru piept dubla, cromat, ri-rap®
Nr. 11032	Piesa pentru piept cu un singur cap, aluminiu, anestophon		

*Numarul este compatibil cu **duplex® Teaching Stethoscope**

Varfuri pentru urechi (10 buc.)

Nr. 11139*	Varfuri moi, gri pentru duplex® , anestophon , tristar	No. 11110*	Varfuri dure, alb pentru duplex® , anestophon , tristar
Nr. 13235**	Varfuri moi, negru pentru cardiophon 2.0 , duplex® 2.0	No. 11107	Varfuri dure, negru pentru ri-rap®
Nr. 11106	Varfuri moi, negru pentru ri-rap®	No. 11108	Varfuri moi, transparent pentru ri-rap®

*Numerele sunt compatibile cu **duplex®**, **duplex® baby**, **duplex® neonatal** și **duplex® Teaching Stethoscope**

Numerele sunt compatibile cu **duplex® 2.0, **duplex® 2.0 baby** și **duplex® 2.0 neonatal**

Membrane, imprimate (10 buc.)

Nr. 11042	Membrane Ø 45 mm pentru duplex® , anestophon , tristar® , duplex® Teaching Stethoscope	Nr. 11050	Membrane Ø 34 mm cu gaura, duplex® , duplex® Teaching Stethoscope
Nr. 11052	Membrane Ø 34 mm pentru duplex® baby , tristar®	Nr. 13236	Membrane Ø 44 mm, cardiophon 2.0 , duplex® 2.0
Nr. 13237	Membrane Ø 32 mm, cardiophon 2.0	Nr. 11051	Membrane Ø 26 mm, duplex® neonatal , tristar®
Nr. 13238	Membrane Ø 24 mm, duplex® 2.0 baby	Nr. 13239	Membrane Ø 24 mm, duplex® 2.0 neonatal
Nr. 11048	Membrane Ø 27.5 mm, fara print ri-rap®	Nr. 11049	Membrane Ø 40.5 mm, fara print ri-rap®

Janta anti racire

Nr. 13240	Ø 52 mm, cardiophon 2.0 , duplex® 2.0	Nr. 13241	Ø 38 mm, cardiophon 2.0 , duplex® 2.0
Nr. 11140	Ø 48 mm, duplex® , duplex® Teaching Stethoscope , tristar®	Nr. 11141	Ø 35.8 mm, duplex® , duplex® 2.0 baby , duplex® Teaching Stethoscope , tristar®
Nr. 11142	Ø 45 mm, anestophon	Nr. 11144	Ø 22 mm, duplex® 2.0 neonatal , duplex® neonatal , anestophon
Nr. 11143	Ø 28 mm, duplex® 2.0 baby , duplex® 2.0 neonatal , duplex® baby , duplex® neonatal , anestophon , tristar®		

Alte accesorii

Nr. 11120	Cutie de piese de schimb (3 clopote, 2 membrane, 2 perechi de varfuri) ri-rap®	Nr. 11122	Atasamente clopotel (mari) pentru ri-rap® , 10 buc.
Nr. 11124	Atasamente pentru clopotel (medii) pentru ri-rap® , 10 buc.	Nr. 11123	Atasamente clopotel (mici) pentru ri-rap® , 10 buc.
Nr. 11147	Placute cu nume, 10 buc.		

LARINGOSCOAPE

LONGEVITATE EXCEPTIONALA

Laringoscoape

Laringoscoape de calitate cu caracteristici unice.

- › Laringoscoape disponibile cu F.O. iluminare, iluminare detasabila F.O. sau iluminare standard.
- › Iluminare excelenta cu LED 3.5 V / 2.5 V, XL 3.5 V / 2.5 V si fibra optica sau cu iluminare in vid de 2.7 V.
- › Lame Macintosh si Miller cu design inovator al lamei pentru o vizibilitate optima a epiglotei si a corzilor vocale.
- › Introducerea simpla a tubului endotraheal.
- › O gama larga de surse de alimentare:
 - manere de baterie manevrabile si robuste
 - baze de incarcare
- › O gama larga de seturi de laringoscop pentru pediatrie si adulti, cu o rentabilitate deosebit de convingatoare.
- › Toate manerele si lamele sunt furnizate separat si fiecare poate fi combinat individual in gama de fibra optica sau de modele standard.



Manere

Nr. 12300	Maner tip C XL 2.5 V, diam. 28 mm, reincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.	Nr. 12301	Maner tip C XL 3.5 V, diam. 28 mm, reincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.
Nr. 12302	Maner tip AA XL 2.5 V, diam. 19 mm, reincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.	Nr. 12318	Maner tip AA XL 3.5 V, diam. 19 mm, reincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.
Nr. 12314	Maner tip C cu LED 3.5 V, diam. 28 mm, reincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.	Nr. 12316	Maner tip AA cu LED 3.5 V, diam. 19 mm, reincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.
Nr. 12305	Maner tip C XL 2.5 V, diam. 28 mm, nereincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.	Nr. 12309	Maner tip AA XL 2.5 V, diam. 32 mm (scurt), nereincarcabil, pentru lame cu F.O.
Nr. 12306	Maner AA XL 2.5 V, diam. 19 mm, nereincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.	Nr. 12312	Maner tip AA cu LED 2.5 V, diam. 19 mm, nereincarcabil pentru lame integrate sau detasabile.
Nr. 12311	Maner tip C cu LED 2.5 V, diam. 28 mm, nereincarcabil pentru lame cu F.O. integrate sau detasabile.	Nr. 12317	Maner tip AA cu LED 2.5 V, diam. 32 mm (scurt), nereincarcabil pentru lame cu F.O.
Nr. 12303	Maner tip C, diam. 28 mm, pentru lame ri-standard reincarcabile fara F.O.	Nr. 12304	Maner tip AA, diam. 19 mm, pentru lame ri-standard reincarcabi fara F.O.
Nr. 12307	Maner tip C, diam. 28 mm, nereincarcabil pentru lame ri-standard fara F.O.	Nr. 12308	Maner tip AA, diam. 19 mm, nereincarcabil pentru lame ri-standard fara F.O.
Nr. 12310	Manre tip AA, diam. 32 mm (scurt), nereincarcabil pentru lame fara F.O.		

ri-standard



ri-modul F.O.



conductor de limina pentru ri-model F.O.



ri-integral F.O.



ri-integral flex F.O.



ri-dispo



Accesorii

Nr. 11389	Husa pentru 5 lame si 1 maner, neagra	Nr. 11393	Husa de transport rigida de protectie pentru 12 lame, 1 maner
Nr. 11385	Husa de protectie rigida pentru ri-modul Miller	Nr. 11386	Husa de protectie rigida pentru ri-modul Miller bebelusi
Nr. 11392	Husa de protectie rigida pentru ri-integral, ri-modul, ri-standard Macintosh bebelusi	Nr. 11391	Husa de protectie rigida pentru seturi ri-integral, ri-modul, ri-standard Macintosh
Nr. 11387	Husa de protectie rigida pentru ri-integral, ri-standard Miller	Nr. 11388	Husa de protectie rigida pentru ri-integral, ri-standard Miller bebelusi

Lame standard cu lampi de vid 2.7 V, fara F.O.

Nr. 12210	ri-standard Macintosh 0	Nr. 12220	ri-standard Miller 00
Nr. 12211	ri-standard Macintosh 1	Nr. 12221	ri-standard Miller 0
Nr. 12212	ri-standard Macintosh 2	Nr. 12222	ri-standard Miller 1
Nr. 12213	ri-standard Macintosh 3	Nr. 12223	ri-standard Miller 2
Nr. 12214	ri-standard Macintosh 4	Nr. 12224	ri-standard Miller 3
Nr. 12215	ri-standard Macintosh 5	Nr. 12225	ri-standard Miller 4

Lame cu F.O. detasabil

Nr. 12260	ri-modul F.O. Macintosh 0	Nr. 12274	ri-modul F.O. Miller 00
Nr. 12261	ri-modul F.O. Macintosh 1	Nr. 12275	ri-modul F.O. Miller 0
Nr. 12262	ri-modul F.O. Macintosh 2	Nr. 12276	ri-modul F.O. Miller 1
Nr. 12263	ri-modul F.O. Macintosh 3	Nr. 12277	ri-modul F.O. Miller 2
Nr. 12264	ri-modul F.O. Macintosh 4	Nr. 12278	ri-modul F.O. Miller 3
Nr. 12272	ri-modul F.O. Macintosh 5	Nr. 12279	ri-modul F.O. Miller 4

Nr. 12265	Light conductor Macintosh 0	Nr. 12280	Light conductor Miller 00
Nr. 12266	Light conductor Macintosh 1	Nr. 12281	Light conductor Miller 0
Nr. 12267	Light conductor Macintosh 2	Nr. 12282	Light conductor Miller 1
Nr. 12268	Light conductor Macintosh 3	Nr. 12283	Light conductor Miller 2
Nr. 12269	Light conductor Macintosh 4	Nr. 12284	Light conductor Miller 3
Nr. 12273	Light conductor Macintosh 5	Nr. 12285	Light conductor Miller 4

Lame cu F.O. integrat

Nr. 12230	ri-integral F.O. Macintosh 0	Nr. 12240	ri-integral F.O. Miller 00
Nr. 12231	ri-integral F.O. Macintosh 1	Nr. 12241	ri-integral F.O. Miller 0
Nr. 12232	ri-integral F.O. Macintosh 2	Nr. 12242	ri-integral F.O. Miller 1
Nr. 12233	ri-integral F.O. Macintosh 3	Nr. 12243	ri-integral F.O. Miller 2
Nr. 12234	ri-integral F.O. Macintosh 4	Nr. 12244	ri-integral F.O. Miller 3
Nr. 12235	ri-integral F.O. Macintosh 5	Nr. 12245	ri-integral F.O. Miller 4

Nr. 12250	ri-integral flex F.O. Macintosh 3	Nr. 12251	ri-integral flex F.O. Macintosh 4
-----------	--	-----------	--

Lame de unica folosinta

Nr. 12290	ri-dispo Macintosh 1	Nr. 12294	ri-dispo Miller 0
Nr. 12291	ri-dispo Macintosh 2	Nr. 12295	ri-dispo Miller 1
Nr. 12292	ri-dispo Macintosh 3	Nr. 12296	ri-dispo Miller 2
Nr. 12293	ri-dispo Macintosh 4	Nr. 12297	ri-dispo Miller 3
*Se vand in pachete de 20 de buc.		Nr. 12298	ri-dispo Miller 4

Seturi

Nr. 8040 ri-integral set Mac. XL 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4	Nr. 8041 ri-integral set Mac. LED 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4
Nr. 8050 ri-integral set Mac. bebelus XL 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2	Nr. 8053 ri-integral set Mac. bebelus LED 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2
Nr. 8060 ri-integral set Miller XL 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4	Nr. 8061 ri-integral set Miller LED 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4
Nr. 8070 ri-integral set Miller bebelus XL 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2	Nr. 8073 ri-integral set Miller bebelus LED 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2
Nr. 8080 ri-modul set Mac. XL 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4	Nr. 8081 ri-modul set Mac. LED 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4
Nr. 8090 ri-modul set Mac. bebelus XL 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2	Nr. 8093 ri-modul set Mac. bebelus LED 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2
Nr. 8100 ri-modul set Miller XL 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4	Nr. 8101 ri-modul set Miller LED 2.5 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4
Nr. 8110 ri-modul set Miller bebelus XL 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2	Nr. 8102 ri-modul set Miller bebelus LED 2.5 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2

Nr. 8120 ri-integral set Macintosh XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8121 ri-integral set Macintosh XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8122 ri-integral set Macintosh LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8123 ri-integral set Macintosh LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8125 ri-integral set Miller XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8126 ri-integral set Miller XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8127 ri-integral set Miller LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8128 ri-integral set Miller LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8130 ri-integral set Macintosh XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8131 ri-integral set Macintosh XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8132 ri-integral set Macintosh LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8133 ri-integral set Macintosh LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8135 ri-integral set Miller bebelus XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8136 ri-integral set Miller bebelus XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8137 ri-integral set Miller bebelus LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8138 ri-integral set Miller bebelus LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0,1,2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8140 ri-modul set Macintosh XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8141 ri-modul set Macintosh XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8142 ri-modul set Macintosh LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8143 ri-modul set Macintosh LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8145 ri-modul set Miller XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8146 ri-modul set Miller XL 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8147 ri-modul set Miller LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8148 ri-modul set Miller LED 3.5 V cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8150 ri-modul set Macintosh bebelus XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8151 ri-modul set Macintosh bebelus XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8152 ri-modul set Macintosh bebelus LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8153 ri-modul set Macintosh bebelus LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8155 ri-modul set Miller bebelus XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8156 ri-modul set Miller bebelus XL 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V
Nr. 8157 ri-modul set Miller bebelus LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 230 V	Nr. 8158 ri-modul set Miller bebelus LED 3.5 V cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® L + ri-charger® L , 120 V

Set cu lame si standard cu lampi de vid, fara F.O.

Nr. 7040 ri-standard set Macintosh 2.7 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4	Nr. 7041 ri-standard set Macintosh 2.7 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® + ri-charger® , 230 V
Nr. 7042 ri-standard set Macintosh 2.7 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® + ri-charger® , 120 V	Nr. 7050 ri-standard set Macintosh bebelus 2.7 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2
Nr. 7051 ri-standard set Macintosh bebelus 2.7 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® + ri-charger® , 230 V	Nr. 7052 ri-standard set Macintosh bebelus 2.7 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® + ri-charger® , 120 V
Nr. 7060 ri-standard set Miller 2.7 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4	Nr. 7061 ri-standard set Miller 2.7 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® + ri-charger® , 230 V
Nr. 7062 ri-standard set Miller 2.7 V, cu maner tip C si lame 2, 3, 4 + ri-accu® + ri-charger® , 120 V	Nr. 7070 ri-standard set Miller bebelus 2.7 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2
Nr. 7071 ri-standard set Miller bebelus 2.7 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® + ri-charger® , 230 V	Nr. 7072 ri-standard set Miller bebelus 2.7 V, cu maner tip AA si lame 0, 1, 2 + ri-accu® + ri-charger® , 120 V

Lampi de schimb

Nr. 12320* Bec LED 2.5 V , 1 buc.	Nr. 12321 Bec LED 3.5 V , 1 buc.
Nr. 11428 Becuri XL 2.5 V, 6 buc.	Nr. 11429 Becuri XL 3.5 V, 6 buc.
Nr. 11380 Becuri lampa de vid 2.7 V (mici) fara arc, pentru ri-standard Miller 00-1, 6 buc.	Nr. 11381 Becuri lampa de vid 2.7 V (mari) fara arc, pentru ri-standard Miller no.2-4,Macintosh 0-5, 6 buc.

*Becurile sunt compatibile cu **e-xam** si **ri-dispo**. Pentru baze de incarcare si baterii, vezi [pagina 32](#).

Pulsoximetru

ri-fox N

- › Dispozitiv mobil mic, cu senzor integrat.
- › Masurare simpla si rapida prin atasarea la deget.
- › Iluminare LED puternica pentru o vizibilitate buna.
- › Cu indicator vizual al pulsului.
- › Afisaj LED pentru %SpO2, perfuzie si puls.
- › Indicarea starii bateriei.
- › Durata de viata a bateriei de aprox. 30 ore (in functionare continua).
- › Baterii standard AAA incluse, simplu de schimbat.
- › Opreire automata dupa 8 secunde.
- › 30 de luni garantie.



Nr. 1905

ri-fox N pulsoximetru

Produse de staza a sangelui

komprimeter

Garou pneumatic pentru a restrange circulatia sangelui la nivelul membrelor



- › Manometru durabil si de inalta precizie pentru monitorizarea precisa a presiunii de pana la 700 mmHg.
- › Pompa metalica robusta pentru a produce presiune.
- › Aerul poate fi eliberat din manseta prin supapa de eliberare a aerului reglata fin, care nu se imbatraneste de pe manometru.
- › Include manseta superioara a bratului 57 cm (22,44 in) x 9 cm (3,54 in) si manseta pentru coapsa 96 cm (37,80 in) x 13 cm (5,12 in).
- › Supliment optional: manseta pentru copil 28 cm (11,02 in) x 6 cm (2,36 in).
- › Toate mansetele sunt realizate dintr-un material care poate fi spalata si dezinfectat.

Nr. 5255

komprimeter, fara latex

Accesorii

Nr. 11220	Pompa pentru komprimeter	Nr. 11221	Manometru pentru komprimeter
Nr. 11219	Manseta (copii) pentru komprimeter	Nr. 11222	Manseta (adult) pentru komprimeter
Nr. 11223	Manseta (coapsa) pentru komprimeter	Nr. 11224	Vezica (adult) pentru komprimeter
Nr. 11225	Vezica (coapsa) pentru komprimeter	Nr. 11229	Manseta fara vezica (copii) pentru komprimeter
Nr. 11227	Manseta fara vezica (adult) pentru komprimeter	Nr. 11228	Manseta fara vezica (coapsa) pentru komprimeter

ri-clip®

Compresor de vene perfect pentru recoltarea sangelui

- › Staza simpla de sange prin strangerea curelei.
- › Eliberare simpla la clip.
- › Evita prinderea neplacuta a firelor de par mici.
- › Design atractiv. Fara latex.
- › Potrivirea culorilor cu alte produse Riester.
- › Igienic, poate fi dezinfectat cu dezinfectanti conventionali sau autoclavat la 120 grade C / 1 bar.



No. 5000

ri-clip®

No. LF5000

ri-clip®, latex free

Instrumente de perfuzie sub presiune



metpak

- › Mansete de presiune cu manometru pentru producerea presiunii.
- › Pentru solutii sau pungi de sange de la 500 ml, 1.000 ml, 3.000 ml sau 5.000 ml.
- › Manseta robusta din bumbac de culoare albastra, cu bucla de suspensie pentru suporturi de perfuzie, lavabila pana la 60 grade C.
- › Citirea precisa a nivelului din geanta datorita plasei transparente de pe manseta.
- › Manometru cromat Ø 49 mm (1,93 in) cu scara din aluminiu usor de citit pana la 300 mmHG.
- › Membrana de cupru-beriliu intarita special.
- › Nu este necesara setarea punctului zero.
- › Tampa fara latex rezistenta la presiune si bec de umflare fara latex.

Nr. 5270	metpak 500ml, fara-latex	Nr. 5275	metpak 1000ml, fara-latex
Nr. 5270-536	metpak 3000ml, fara-latex	Nr. 5270-537	metpak 5000ml, fara-latex

Accesorii

Nr. 10363	Supapa de eliberare a aerului, cromata	Nr. 11241	Manometru pentru metpak
Nr. 11242	Bec pentru metpak	Nr. 11239	Manseta pentru metpak 500 ml
Nr. 11240	Manseta pentru metpak 1000 ml	Nr. 11239-536	Manseta pentru metpak 3000 ml
Nr. 11239-537	Manseta pentru metpak 5000 ml	Nr. 11235	Vezica pentru metpak 500 ml
Nr. 11236	Vezica pentru metpak 1000 ml	Nr. 11235-536	Vezica pentru metpak 3000 ml
Nr. 11235-537	Vezica pentru metpak 5000 ml	Nr. 11237	Manseta fara vezica pentru metpak 500 ml
Nr. 11238	Manseta fara vezica pentru metpak 1000 ml	Nr. 11237-536	Manseta fara vezica pentru metpak 3000 ml
Nr. 11237-537	Manseta fara vezica pentru metpak 5000 ml		

Instrumente Ginecologice

graeve cusco

graeve Specul vaginal, finisaj exterior lustruit

cusco Specul vaginal, finisaj exterior mat

- › Fara reflexii datorita suprafetei interioare mate
- › Fabricat din otel inoxidabil tip 18/8
- › Poate fi sterilizat pana la 134 grade C in autoclava.



salpingograf

Diagnostic sterilizare si histerosalpingografie

- › Manometru de calitate cu interval de la 0 la 200 mmHg afisat in gradatii de 10 mmHg.
- › Finisaj mecanic fin de inalta calitate cu piese metalice cromate.
- › Instrumentul poate fi citit si in intuneric datorita substantei luminescente utilizate pe

Nr. 5201	graeve , 75 x 20 mm	Nr. 5202	graeve , 95 x 35 mm
Nr. 5203	graeve , 115 x 35 mm	Nr. 5230	cusco virgine, 75 x 17 mm
Nr. 5231	cusco , 75 x 32 mm	Nr. 5232	cusco , 85 x 35 mm
Nr. 5233	cusco , 100 x 35 mm	Nr. 5250	salpingograph cu siringa 20 ml, Luer-Lock



Accesorii

Nr. 11210	Siringa 20 ml	Nr. 11211	Siringa 10 ml
Nr. 11212	Cateter	Nr. 11213	Con pentru uter (mic)
Nr. 11214	Con pentru uter (mediu)	Nr. 11215	Con pentru uter (mare)
Nr. 11216	Partea centrala	Nr. 11217	Manometru pentru salpingograph
Nr. 11790	Carcasa din lemn		

Diapazoane

O gama larga de diapazon si seturi de diapaza de calitate pentru specialisti in urechi si neurologi. Materialele selectate si finisajul de prima clasa asigura functionalitate si fiabilitate maxima.

- Materiale de cea mai inalta calitate: otel nichelat sau aluminiu.
- Selectie mare de frecvente diferite: de la 64 Hz la 4096 Hz.
- Diapazoane cu si fara cleme.
- Diapazoane cu si fara baza pentru diferite cerinte in practica de zi cu zi in spital si cabinet.



Nr. 5160	Tuning fork C 64, otel inoxidabil	Nr. 5161	Tuning fork C 128, otel inoxidabil
Nr. 5162	Tuning fork C 128, aluminiu	Nr. 5163	Tuning fork C-1 32, otel inoxidabil
Nr. 5164	Tuning fork C-1 256, otel inoxidabil	Nr. 5165	Tuning fork C-1 256, aluminiu
Nr. 5166	Tuning fork C-2 512, otel inoxidabil	Nr. 5167	Tuning fork C-2 512, aluminiu
Nr. 5168	Tuning fork C-3 1024, otel inoxidabil	Nr. 5169	Tuning fork C-3 1024, aluminiu
Nr. 5170	Tuning fork C-4 2048, otel inoxidabil	Nr. 5171	Tuning fork C-4 2048, aluminiu
Nr. 5172	Tuning fork C-5 4096, otel inoxidabil	Nr. 5173	Tuning fork C-5 4096, otel inoxidabil cu baza
Nr. 5174	Tuning fork A-1 440, otel inoxidabil cu baza	Nr. 5175	Tuning fork C 128, Rydel-Seiffer, otel inoxidabil, clema detasabila cu baza



Set Diapazoane

Seturile de diapaza sunt combinatii bine gandite intr-o carcasa atractiva din lemn sau plastic pentru a efectua teste complete de auz. Cele mai importante frecvente sunt toate incluse in mod convenabil.

- Set I 8 diapazoane din otel in carcasa de lemn.
- Set II 5 diapazoane din otel in carcasa de plastic.
- Set III 5 diapazoane din aluminiu in carcasa de plastic.

Nr. 5140	Tuning fork set I	Nr. 5141	Tuning fork set II
Nr. 5142	Tuning fork set III		

Accesorii

Nr. 92879	Carcasa de lemn pentru Tuning fork set I	Nr. 11245	Carcasa pentru Tuning fork set II
Nr. 11246	Carcasa pentru Tuning fork set III		

Ciocane de percutie

Ciocane de percutie fiabile si robuste in calitate Riester

Fiabilitatea si stabilitatea disting toate aceste ciocane de percutie clasice pentru testarea exacta a reflexelor. De la cel mai simplu model pana la ciocanul de inalta calitate.

Nr. 5035	buck , maner cromat, cu ac si perie 18 cm	Nr. 5030	taylor , maner din otel inoxidabil, 20 cm
Nr. 5038	dejerine , maner inox cu ac, 21 cm	Nr. 5040	dejerine , maner din otel inoxidabil fara ac, 21 cm
Nr. 5045	troemner , maner din otel inoxidabil, 180 g, 22 cm	Nr. 5046	troemner , maner din otel inoxidabil, 230 g, 22 cm
Nr. 5058	queens , maner din plastic, 35 cm	Nr. 5055	berliner , maner din otel inoxidabil, 20 cm
Nr. 5052	babinsky , maner cromat, 2 filete pe capul ciocanului pentru a insuruba manerul din lateral sau drept, 24 cm		

Accesorii

No. 11151	Suruburi cu ac pentru buck	No. 11152	Surub cu perie pentru buck
No. 11153	Cauciuc mic pentru buck	No. 11154	Cauciuc mare pentru buck
No. 11150	Cauciuc pentru taylor	No. 11155	Cauciuc pentru dejerine
No. 11156	Cauciuc mic pentru troemner	No. 11157	Cauciuc mare pentru troemner
No. 11160	Cauciuc pentru berliner	No. 11159	Inel pentru babinsky



Instrumente Veterinare

ri-scope® otoscop de operare

Otoscop de operatie (veterinar)


- › Alegere dintre lampa cu xenon XL 3.5 V sau lampa cu halogen HL 2.5 V.
- › Lentila pivotanta cu marire de 2.5 ori.
- › Suportul pentru specul mobil, cu fante, poate fi blocat in orice pozitie.
- › Design deschis pentru utilizare nestingherita in timpul examinarii si exploatarii.
- › Montaj cu baioneta pentru atasare rapida si sigura la maner.
- › Otoscop operational integral din metal pentru o durata lunga de viata.
- › Schimb rapid de lampa in partea din fata a otoscopului.

Nr. 10541 ri-scope® cap otoscop de operatie (veterinar) HL 2.5 V

Nr. 10541-301 ri-scope® cap otoscop de operatie (veterinar) HL 2.5 V cu securitate anti furt

Nr. 10542 ri-scope® cap otoscop de operatie (veterinar) XL 3.5 V

Nr. 10542-301 ri-scope® cap otoscop de operatie (veterinar) XL 3.5 V cu securitate anti furt



Speculi reutilizabili

Speculi metalici reutilizabili pentru uz veterinar

- › Model de inalta calitate din metal cromat, rezistent la coroziune.
- › Dezinfectia si sterilizarea pot fi efectuate in mod normal.
- › Suprafete interioare mate reduc riscul de reflexii in timpul examenilor.
- › Modele cu fante: ghidaj optim al instrumentului asigurat de margini speciale la deschidere.

Nr. 10881 Specul de metal Ø 4 mm, 83 mm lung

Nr. 10880 Specul de metal Ø 5 mm, 62 mm lung

Nr. 10882 Specul de metal Ø 6 mm, 82 mm lung

Nr. 10883 Specul de metal Ø 7.5 mm, 68 mm lung, crestat

Nr. 10884 Specul de metal Ø 9.4 mm, 92 mm lung, crestat

Incarcator de priza

- › Incarcator de priza pentru baterii reincarcabile Li-ion de 3.5 V.
- › Incarcator de priza cu gama larga (120 V - 240 V).
- › O gama larga de prize diferite, la cerere.
- › Disponibil si cu baterie reincarcabila Li-ion ri-accu® L de 3.5 V inclusa.
- › Cea mai recenta tehnologie de incarcare (mai putin de 3 ore timp de incarcare).
- › Pana la 9 ore timp de functionare (LED) cand este complet incarcat.

Nr. 10707 Incarcator de priza pentru baterie reincarcabila Li-ion 3.5 V ri-accu® L [10694] pentru maner baterie tip C, fara baterie, mufa EU

Nr. 10708 Incarcator de priza pentru baterie reincarcabila Li-ion 3.5 V ri-accu® L [10694] pentru maner baterie tip C, cu baterie, mufa EU



Seturi Veterinare

- › Selectie de tehnologie de iluminare xenon de 2.5 V si 3.5 V XL.
- › Otoscop de operare **ri-scope®** integral metalic pentru o durata lunga de viata, design deschis pentru utilizare nestingherita in timpul examinarii si functionarii.
- › Lentila pivotanta cu marire de 2.5 ori.
- › **ri-scope® L** oftalmoscop cu carcasa ranforsata cu fibra de sticla, deosebit de robusta, usoara si durabila.
- › Roata de focalizare cu lentile corective de la 0 la +40 si de la 0 la -35.
- › Roata manuala cu deschidere usor de utilizat cu semicerc, stea de fixare a cercului mic/mediu/mare, fanta si filtru fara rosu cu efect de imbunatatire a contrastului.

vet de luxe I Set

Caracteristici specifice veterinarului combinate cu optica si iluminare avansata.

- › **ri-scope®** Otoscop operational (veterinar), **ri-scope® L1** Oftalmoscop
- › **ri-scope® L** depresor de limba, **ri-scope® L** specul nazal
- › Specul pentru ureche
 1. Speculi metalici, fara fante, sterilizabili:
 - diametru 4 mm, 83 mm lung
 - diametru 5 mm, 62 mm lung
 - diametru 6 mm, 82 mm lung
 2. Specule metalice, fante, sterilizabili:
 - diametru 7.5 mm, 68 mm lung
 - diametru 9.4 mm, 92 mm lung
- › 2 lampi de rezerva
- › Lentila pivotanta cu marire de 2.5x



Nr. 3866	XL 2.5 V/HL 2.5 V, maner tip C pentru 2 baterii alcaline, tip C sau ri-accu®	Nr. 3869	XL 2.5 V/HL 2.5 V, maner tip AA pentru 2 baterii alcaline, tip AA sau ri-accu®
Nr. 3867	XL 3.5 V, maner tip C pentru ri-accu® L	Nr. 3870	XL 3.5 V, maner tip AA pentru ri-accu® L

vet I Set Otoscop

- › **ri-scope®** otoscop operatie (veterinar)
- › Specul pentru ureche
 1. Speculi metalici, fara fante, sterilizabili - diametru 4 mm, 83 mm lung
 - diametru 5 mm, 62 mm lung
 - diametru 6 mm, 82 mm lung
 2. Speculi metalici, fante, sterilizabili - diametru 7.5 mm, 68 mm lung
 - diametru 9.4 mm, 92 mm lung
- › 1 lampa de rezerva
- › Lentila pivotanta cu marire de 2.5x




Nr. 3850	HL 2.5 V, maner tip C pentru 2 baterii alcaline, tip C sau ri-accu®	Nr. 3853	HL 2.5 V, maner tip AA pentru 2 baterii alcaline, tip AA sau ri-accu®
Nr. 3851	XL 3.5 V, maner tip C pentru ri-accu® L	Nr. 3854	XL 3.5 V, maner tip AA pentru ri-accu® L

vet I Set Oto-/Oftalmoscop

- › **ri-scope®** Otoscop operatie (veterinar), **ri-scope® L1** Oftalmoscop
- › Specul pentru ureche
 1. Speculi metalici, fara fante, sterilizabili - diametru 4 mm, 83 mm lung
 - diametru 5 mm, 62 mm lung
 - diametru 6 mm, 82 mm lung
 2. Speculi metalici, fante, sterilizabili:
 - diametru 7.5 mm, 68 mm lung
 - diametru 9.4 mm, 92 mm lung
- › 2 lampi de rezerva
- › Lentila pivotanta cu marire de 2.5x



Nr. 3858	HL 2.5 V/XL 2.5 V, maner tip C pentru 2 baterii alcaline, tip C sau ri-accu®	Nr. 3861	HL 2.5 V, maner tip AA pentru 2 baterii alcaline, maner tip AA sau ri-accu®
Nr. 3859	XL 3.5 V, maner tip C pentru ri-accu® L	Nr. 3862	XL 3.5 V, maner tip AA pentru ri-accu® L



Riester, Dezvoltarea dispozitivelor medicale de diagnostic de cea mai inalta calitate, din 1948! In 2007, Riester a fost achizitionata de Halma plc, transformand Riester dintr-o afacere de familie intr-o parte a unui grup international de companii. La Riester, avem o abordare fara compromis si ne mandrim cu fiabilitate, de la cercetare si dezvoltare pana la productia la cele mai inalte standarde.

Pentru linia completa de produse Riester, va rugam vizitati **riester.de**

Rudolf Riester GmbH P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | 72417 Jungingen | Germany
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

