



medical **ECONET**
GERMANY



PROVIEW 12

Cel mai avansat monitor de pacient cu ecran tactil lat

- 27 de tipuri de analiză a aritmiei
- Scorul de avertizare timpurie (EWS)
- Scara de comă Glasgow (GCS)
- oxyCRG - Cardio-respirogramă cu oxigen
- C. O. (debit cardiac), EtCO2 și IBP (opțional)
- Stație centrală de monitorizare pentru până la 66 de monitoare (opțional)
- Capacitate baterie 4 ore / până la 8 ore (opțional)

Specificatii

Specificații de performanță ale monitorului	
Arăta	TFT color de 12,1" (800 x 600 pixeli)
Dimensiune	320 (L) x 262 (H) x 175 (A) mm, aprox. 4 kg
Indicatori	Până la 7 unde (ECG, SpO2, respirație) Alarmer clasificate (3 niveluri de prioritate) Alarmă vizuală Tonul ritmului cardiac Starea bateriei LED de alimentare externă
Interfețe	Port USB Ieșire de sincronizare Defib (opțional) Apel asistent medical (opțional) Ieșire digitală LAN pentru transferul de date
Baterie	Baterie internă: Li-ion reîncărcabil Indicator de stare a bateriei Timp de funcționare: 4 ore de obicei (baterie complet încărcată)
Imprimantă termică (Standard)	Viteze : 12,5, 25, 50 mm/sec Lățime hârtie: 50 mm
Putere	IEC 60601-1 și 60601-1-2 Intrare: 100-240V (50/60 Hz) Putere de intrare: 100 VA
Tendințe grafice și tabelare	
Stocarea datelor	Evenimente de alarmă: 3.000 de grupuri Tendință: 180 ore NIBP: 2.400 de grupuri Formă de undă holografică: 72 de ore
Versiune lingvistică	
	Engleză, chineză, franceză, germană, italiană, poloneză, spaniolă, Portugheză, Rusă, Cehă, Turcă, Denish, Olandeză, Finish, Maghiară, Norvegiană, Suedeză, România, Serian, Greacă
ECG	
Duce	3/5/6/12 lead-uri
Interval de ritm cardiac	Adulți: 10 până la 300 bpm Pediatic: 10 până la 350 bpm
Precizia ritmului cardiac	± 1 bpm
Segmentul ST	Interval de măsurare: -2,0 mV până la +2,0 mV Precizie: -0,8 mV până la + 0,8 mV Rezoluție: 0,01 mV
Lărgime de bandă	0,5 Hz ~ 40 Hz
Viteza de măsurare	6,25, 2,5, 25, 50 mm/s
Impedanță de intrare	>5MΩ
CMRR	>100dB
Intervalul semnalului de intrare	-10.0mV ~ +10.0mV
Analiza aritmiei	VTAC / VFIB / ASISTOLIC etc.
Detectare plumb - oprit	cu indicator de afișare
SpO2	
Interval de măsurare	0 % până la 100 %
Interval de puls	25 până la 300 bpm
Precizia SpO2	70 % până la 100 %: <3 % 0 % până la 69 % nespecificat
Precizia frecvenței pulsului	± 3 bpm
Gama PI	0.05-20.0%
Precizie PI	±0,1% sau ±10% din citire, oricare dintre acestea este mai mare

NIBP	
Tehnică	Oscilometrice
Moduri de măsurare	Manual, Auto, STAT
Interval pentru măsurare automată	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 min 1, 1.5, 2, 4, 8 ore SATA: 5 min
Gama sistolică	Adulți: 30 până la 270 mmHg Pediatic: 30 th 235mmHg Nou-născuți: 30 până la 135 mmHg
Gama diastolică	Adulți: 10 până la 220 mmHg Pediatic: 10 până la 220 mmHg Nou-născuți: 10 până la 110 mmHg
Interval mediu	Adulți: 20 până la 235 mmHg Pediatic: 20 ° 235 mmHg Nou-născuți: 20 până la 125 mmHg
Precizia presiunii	± 3 mmHg
Presiune de umflare reglabilă a manșetei	
Gama	0% până la 25% (0 mmHg până la 190 mmHg)
Precizie	± (0,43% + 8% din citire)
Rezoluție	0,1% sau 1 mmHg
Gama	0% până la 25% (0 mmHg până la 190 mmHg)
Precizie	± (0,43% + 8% din citire)
Debitul eșantionului	50±10 ml/min
Gama	0,1 L/min până la 20 L/min
Precizie	±5% sau ±0,1 L/min, oricare dintre acestea este mai mare
Rezoluție	0,1 L/min
Gama	-50 mmHg până la 360 mmHg
Precizie	± 2 mmHg sau ±2% din citire
Rezoluție	1 mmHg
Gama	0 ° C până la 50 ° C (32 ° F până la 122 ° F)
Precizie	±0,1 ° C sau ± 1 ° F
Compatibil cu	Sondă seria YSI 400
Respirație	
Gama	0 până la 150 rpm
Precizie	±2 rpm sau ±2%, oricare dintre acestea este mai mare
Rezoluție	1 rpm
Monitor de picurare (DM) (opțional)	
Gama	Rata de picurare 5-200 picături/min (1ml de tub 0 20 picături)
Precizie	±2 cifre sau ±2%, oricare dintre acestea este mai mare
Unitate	Picături / min, ml / h, pot fi convertite automat (1 ml tub convențional = 20 picături se folosește în principal)
Funcția de oprire a lichidului	Alarmați și opriți lichidul când perfuzia este completă. Alarmă când rata de picurare este anormală.

0123



*Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă